

SK - NÁVOD NA POUŽITIE JEDNORÁZOVÉ KARTÓNOVÉ NÁSTRČKY

URČENÉ POUŽITIE: Jednorazové náustky sú určené na použitie spolu so zariadením na testovanie funkcie pľúc a umožňujú pacientovi vykonať vyšetrenie bez priameho kontaktu so zariadením. Pacient osobne manipuluje s náustkom vloženíom do zariadenia. Náustky sa majú aplikovať len na neporušenú, čistú a zdravú pokožku.

IDENTIFIKÁCIA PRODUKTU: identifikačné údaje (referencia, šarža a dátum výroby) sú na štítku pripojenom k škatuli.

POUŽITIE:

- Vždy dodržiavajte pokyny spirometra.
- Vložte náustok do senzora zariadenia (turbína alebo pneumotakometer) bez použitia sily. Náustok nikdy nepoužívajte znova, aby ste predišli vystaveniu pacienta krížovej kontaminácii.
- Pred použitím neotvárajte.
- Nepoužívajte, ak je obal poškodený.
- Prístroj nie je vhodný na použitie v neonatálnej pediatrii.
- Skladujte na chladnom a suchom mieste.

LIKVIDÁCIA A BEZPEČNOSŤ: Po použití musí byť výrobok zlikvidovaný v bežných nádobách na netoxický pevný odpad alebo do bežného nemocničného odpadu.



KONTRAINDIKÁCIE: na základe skúseností a výsledkov rôznych analýz neexistujú žiadne nepriaznivé účinky v dôsledku správneho používania produktu.

SKLADOVANIE: skladujte na chladnom a suchom mieste.

POZOR:

- Balenie v samostatnej tepelne zatavenej obálke (jednozábal) zaručuje neprítomnosť baktérií, ktorá je pravidelne monitorovaná podľa systému kvality výrobcu. Ak sa zdravotnícka pomôcka použije opakovane, u pacienta, ktorý ju opakovane použije, hrozí riziko krížovej infekcie.
- Pri opätovnom použití zariadenia existuje riziko krížovej infekcie pre pacienta, ktorý ho opakovane používa.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750