

**ODPORÚČANIA NA POUŽITIE**  
**DIAGNOSTICKÁ POMÔCKA IN VITRO CE - Na profesionálne zdravotnícke použitie**

- Diagnostické pomôcky in vitro: skúmavky, nádoby na odber biologických tekutín, Petriho misky, mikrobiologické rozprašovače, vzorkovnice pre autoanalyzátor. Používajte len na odber vzoriek ľudského pôvodu iných ako krv. Nepoužívajte produkt na žiadne iné použitie, ktoré by sa považovalo za nevhodné. Používajte pomôcku iba s vhodným príslušenstvom.
- Používajte ochranné rukavice.
- Neumiestňujte pomôcku do blízkosti plameňa.
- Nepoužívajte produkt, ak je po dátume spotreby, je poškodený alebo ak je balenie otvorené.
- Udržiavajte mimo dosahu detí.
- Skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
- Produkt zlikvidujte v súlade s platnou legislatívou v nádobe na biologický odpad.
- Pred použitím produktu so špecifickými látkami skontrolujte tabuľku odolnosti/kompatibility materiálu.
- **Sterilný produkt: sterilita je zaručená až do otvorenia balení. Sterilizácia sa vykonáva lúčmi Beta.**
- Pomôcka je na jedno použitie. Opätovné použitie pomôcky bude mať za následok stratu všetkých výkonov a funkcií.
- Každá závažná udalosť, ktorá sa vyskytne v súvislosti s pomôckou, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu štátu, v ktorom má pacient bydlisko.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy  
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536\_Use Warnings IVD\_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022