

BILANCE VETERINARIA PER ANIMALI GRANDI E PICCOLI

FINO A 300 KG




Ruote per il trasporto

• **27257 BILANCIA ELETTRONICA VET**
Bilancia professionale ad alta affidabilità. Robusta piattaforma in metallo con display di lettura separato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità/Sensibilità: 300 kg / 100 g
Dimensioni: 950 x 500 x 45 mm
Batteria ricaricabile 15V, 300 mA
Tempo di ricarica: 14 ore
Autonomia: 8 ore da carica completa
Alimentazione: 230V/50Hz



• **27258 BILANCIA DIGITALE VET - media**
• **27259 BILANCIA DIGITALE VET - grande**
Bilancia elettronica multifunzionale, disponibile in due misure. Prodotto di qualità dal costo estremamente competitivo. Prodotto in Europa.



• **27261 BILANCIA DIGITALE PER ANIMALI DOMESTICI - vassoio 53x29 cm**

CARATTERISTICHE TECNICHE
Capacità/Sensibilità: 20 kg / 10 g (27261)
100 kg / 100 g (27258-27259)
Dimensioni: 355 x 635 (27258)
620x830 mm (27259)
Batteria al litio (inclusa)
4 sensori ad alta precisione
Sistema di misura della sollecitazione
Spegnimento automatico Display LCD 25 mm
Unità di misura Kg/lb/st selezionabile dall'utente

TAVOLI PER VETERINARIA DIAGNOSTICO ED OPERATORIO



• **80300 TAVOLO VISITA VETERINARIA**
Tavolo operatorio per veterinaria con struttura in acciaio verniciato, piano in acciaio inox AISI 304 15/10 con foro e bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore. Gancio laterale per immobilizzare gli animali. Produzione Italiana. Dimensioni: 120x58xh 85 cm. Peso: 20 kg. Portata: 60 kg.



• **80301 TAVOLO OPERATORIO VETERINARIA**
Tavolo operatorio per veterinaria con sollevamento elettrico (85/102 cm), struttura in acciaio verniciato a forno e piano in acciaio inox AISI 304 (120x56 cm) con foro e bacinella raccogli liquidi sul lato inferiore. Trendelenburg 15° e antitrendelenburg fino a 15°. Gancio laterale per immobilizzare gli animali. Produzione Italiana. Dimensioni: 118x56xh 85/102. Peso: 48 kg. Portata massima: 90 kg.

GABBIA PER ANIMALI



• **80310 GABBIA DA VIAGGIO**
Gabbietta con gancio di chiusura per piccoli animali, apertura frontale reclinabile e sportello posteriore scorrevole. Struttura in acciaio verniciato con vassoio in acciaio inox AISI 304. Produzione Italiana. Dimensioni: 30x40xh 37 cm. Peso: 3 kg

STRISCE URINE


PROTEZIONE ALL'ACIDO ASCORBICO

Garantisce i più alti standard di qualità



• **24100 STRISCE URINE VETERINARIA - 11 parametri - tubetto da 100 strisce**
Per la rilevazione di glucosio, acido ascorbico, chetoni, proteine, valore ph, sangue, nitrito, leucociti, gravità specifica, bilirubina, urobilinogen. Ogni confezione include un manuale per l'interpretazione dei risultati nei seguenti animali: **cavalli, suini, bestiame, pecore, capre, cani, gatti, conigli e cavie.** Produzione Tedesca.

STRISCE GLUCOSIO



• **24105 STRISCE GLUCOSIO VET.**
Minimo vendita: conf. da 50 strisce (10 buste da 5 strisce)

Strisce urine a parametro singolo appositamente sviluppate per applicazioni veterinarie.

PULSOXIMETRO

• **34343 PULSOXIMETRO OXY-100 VET**
Pulsoximetro veterinaria completo di sonda SpO₂ con 2 adattatori in gomma per lingue di piccole o grandi dimensioni



34343

• **34346 KIT SONDE VET:** include 2 sensori per animali grandi e piccoli ed un set di 3 adattatori in gomma (lingua piccoli animali, lingua grandi animali e cinturino per orecchio, caviglia o gamba). Specifiche a pag. 193

EtCO₂ + SpO₂



• **33703 OXY-CAPNOGRAFO VET**
Per applicazioni veterinarie. Per maggiori informazioni vedere pagina 194.

MONITOR VET



• **33719 MONITOR BM3 VET**
• **33779 MONITOR BM5 VET**
Per maggiori informazioni e caratteristiche tecniche vedere pagine 191-192.

ECOGRAFO A BATTERIA PER VETERINARIA - BIANCO/NERO

Dimensioni: 326x162x47 mm
Peso: 1,5 kg

Autonomia batteria 2 ore a piena carica (tempo di ricarica 4 ore)
Alimentazione:
100-240 V - 50-60 Hz



Autonomia max batterie: 2 ore

Monitor LCD 6,4"
256 tonalità di grigio

• **33070 ECOGRAFO PORTATILE KX 5100 - senza sonde**
Apparecchio diagnostico ad ultrasuoni, modalità B completamente digitale. Applicabile ad addominali, seminali e micro-medicina per esami a Bovini, Equini, Ovini, Canidi e Felini. Il design avanzato e compatto, la batteria ricaricabile interna e la porta USB consente a questo dispositivo di essere trasportato facilmente.

Codice GIMA	SONDE			Applicazioni		
	Foto	Metodo di scansione	Frequenza (MHz)	Gravidanza	Addominale	Cardiologia
33071		Convex	3,5	Ovini	•	•
33072		Convex	5	Canini	•	•
33073		Lineare	7,5	Equini	•	•
33074		Rettale	6,5	Bovini	•	•
				Ovini	•	•
				Felini	•	•
				Canini	•	•
				Ovini	•	•

• **33967 STAMPANTE SONY UP-897 HD**
• **33075 OCCHIALI INGRANDENTI - OSCURANTI**
Questi occhiali sono stati appositamente sviluppati per i veterinari e per l'uso in ambienti non oscuri.
• **33077 SOFTWARE VETERINARIA**
Acquisizione e salvataggio delle immagini, gestione delle visite, stampa dei rapporti personalizzata, MS Win XP, ME, 2000 piena compatibilità acquisizione immagine diretta attraverso la connessione alla sorgente video dello strumento.



33075

Possono essere connessi all'ecografo

ECOGRAFO PORTATILE PER USO VETERINARIO

• **33936 ECOGRAFO VETERINARIA analogico con monitor 10" e due connettori per sonde, senza sonde.**

- Inversione immagine: sinistra/destra, su/giù, positiva/negativa
- Zoom: x1,0, x1,2, x1,5, x2,0 con controllo della profondità a scorrimento
- Misurazioni: distanza, circonferenza, area, volume (volume vescica, volume tiroideo), 15 tracce del corpo.
- Software per riproduzione: Bovini BPD, CRL, diametro torace, Equini: GA, Canidi: GS, CRL, HD, BD, Felini: HD, BD
- Ovini: BPD, CRL, Torace, Diametro
- Alimentazione: 230V/50 Hz (110V/60 Hz a richiesta)

• **33967 STAMPANTE SONY UP-897 HD**

Codice GIMA	SONDE		Frequenza (MHz)		Applicazioni		
	Foto	Metodo di scansione	Frequenza	Multi-frequenza 4-Step	Gravidanza	Addominale	Cardiologia
33932		Convex	3,5	2,5/3,5/4,0/5,0	Ovini	•	•
33938		Lineare Rettale	5	3,5/5,0/6,0/7,0	Canini	•	•
33939		Micro-convex	5	3,5/5,0/6,0/7,0	Equini	•	•
					Bovini	•	•
					Ovini	•	•
					Felini	•	•
					Canini	•	•



Leggero:
solo 7 Kg
(Dimensione:
42x27x25 cm)





ECG VETERINARIA: 1 E 3 CANALI



Supporto per stampanti a getto d'inchiostro per stampe a 7 derivazioni. Memorizzazione dati per 120 pazienti e trasferimento tramite chiavetta flash USB, porta Ethernet o seriale. Alimentazione: 110-115V / 220-240V, 50/60 Hz.

- 33305 VE-100 - ECG 1 canale
- 33306 VE-300 - ECG 3 canali
- 33336 SOFTWARE ECG-Viewer (italiano ed inglese)
 - gestione del segnale completamente digitale
 - display LCD con forme d'onda, parametri configurabili
 - acquisizione simultanea di 7 derivazioni (solo 33306)
 - batteria ricaricabile integrata per 3 ore d'uso (alimentazione AC/DC)
 - misurazione e analisi dei parametri ECG automatica (solo 33306)
 - Filtro digitale completo, evita la deviazione della linea di base, AC, interferenza EMG. Linea base regolabile automaticamente, ottimizza la posizione della stampa.
- 32963 ROTOLO CARTA TERMICA 50mmx25 m per 33305
- 32964 ROTOLO CARTA TERMICA 80mmx25 m per 33306
- 33318 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE 2200 mAh
- 33819 CAVO ECG VETERINARIA A 5 DERIVAZIONI - ricambio

33306

OTOSCOPI, OFTALMO E SET DIAGNOSTICI VETERINARIA



31442

La testa aperta dell'otoscopio è fornita con i codici 31422, 31424, 31425



31424



31422



31425

• **31442 OTOSCOPIO PARKER VETERINARIA**
Include:
- set da 3 speculum autoclavabili in plastica (31447)

• **31424 SET DIAGNOSTICO ALOGENO XENON - in plastica**
Include:
- otoscopio alogeno-xenon con testa aperta + manico
- testa oftalmoscopio alogeno xenon
- set da 5 speculum autoclavabili in plastica (31451)
- supporto per illuminatore reggi abbassalingua in metallo
- speculum nasale

• **31422 SET OTOSCOPIO ALOGENO XENON**
Include:
- otoscopio alogeno xenon testa aperta + manico
- set da 5 speculum autoclavabili in plastica (31451)
- set da speculum autoclavabili in plastica (31447)

• **31425 SET DIAGNOSTICO ALOGENO-XENON - in metallo**
Include:
- otoscopio alogeno xenon testa aperta + manico
- testa oftalmoscopio alogeno xenon
- set da 5 speculum in metallo (31453)

31447



31451



31453



morsetto facilmente regolabile con un dito
31454

Codice GIMA	SET VETERINARIA ED ACCESSORI
31451	Set da 5 speculum autoclavabili in plastica (Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm)
31447	Set da 3 speculum autoclavabili in plastica (Ø 4,5, 7 mm)
31453	Set da 3 speculum autoclavabili in metallo (Ø 4,5, 6 mm) + 2 speculum in metallo finestrato (Ø 7,5, 9,4 mm)
31454	Speculum nasale
31427	Lampadina alogena Xenon per otoscopio
31428	Lampadina alogena Xenon per oftalmoscopio
31449	Lampadina standard per otoscopio

STETOSCOPIO VET

• **32545 REGALITE VET - nero**
Duofono di alta qualità a padiglione singolo. Sistema acustico multi-frequenza "ring-o-raised™" brevettato. Padiglione cromato con membrana interna fluttuante ed esclusivo sistema "due tubi in uno", latex free. Fornito in scatola deluxe, foderata, con olive morbide e membrana di ricambio.

LUNGHEZZA LIRA 90 CM



32545

Ø 4,5 cm

TERMOMETRO


RAPIDO SOLO 8 SECONDI

• **25588 TERMOMETRO VET RETTALE**
Appositamente progettato al fine di essere ergonomicamente corretto per gli animali. Regolazioni selezionabili per cuccioli, suini, e bestiame. Adatto anche per altri animali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Raggio di misurazione: 32 ~ 43°C
Precisione: ±0,1°C (35 ~ 39°C); ±0,2°C (<35°C, >39°C)
La batteria ha una durata di circa 5000 mis.
Dimensioni: 190x110x35 mm



STRUMENTI INOX



- 80007
- 80010
- 80001
- 80000
- 80002
- 80006 Pinza Durante - 15 cm
- 80001 Pinza terza palpebra - 11 cm
- 80002 Pinza Hartmann lunga - 14,5 cm
- 80005 Apribocca - 7 cm
- 80006 Apribocca - 11 cm
- 80007 Apribocca - 15 cm
- 80010 Apribocca per roditori - 6 cm
- 80011 Apribocca per roditori - 8,5 cm