

Aspirazione
capillare del
campione di sangue

AUTOCONTROLLO GLICEMIA

Lettori glicemia a tecnologia avanzata disponibili in due diversi modelli: solo con il lettore o con il kit completo. Il kit include 10 strisce, chip, soluzione di controllo, penna pungidito, 10 lancette sterili, coperchio trasparente (per l'avambraccio o il palmo), borsa per il trasporto e manuale in italiano.

Funzioni principali:

- risultati accurati in 10 secondi
- campioni di sangue di soli 1 µl
- calibrazione automatica con chip
- calibrazione risultati su valori PLASMA
- gestione dati avanzata: 7, 14, 30 giorni di media
- adatti per uso continuativo
- possibilità di prelievo dal dito, dal palmo o dall'avambraccio

TECNOLOGIA CON BIOSENSORE
TEST IN 10 SECONDI
CAMPIONE SANGUE SOLO 1 µL

CE 0123 FDA

Facile calibrazione
su valori plasma
attraverso chip



23890



23895

CARATTERISTICHE TECNICHE
Campo di misurazione: da 20 a 600 mg/dL o da 1,1 a 33,3 mmol/L
Zone campione - dimensione: Punta delle dita, braccio o palmo - 1 µL
Tempo di verifica: circa 10 secondi
Alimentazione: Batteria piatta da 3 V 2032 o equivalente
Durata batteria: 12 mesi o circa 1'000 test
Memoria lettore Plus: fino a 300 risultati con tempo e data

mg/dL		mmol/L		LETTORI GLICEMIA ON CALL®
Italiano	Inglese	Spagnolo	Inglese	
Greco	Francese	Portoghese	Francese	
23890	23891	23892	23881	Lettore Glicemia Plus
23895	23896	23897	23886	Kit completo Glicemia Plus

Codice GIMA	ACCESSORI PER LETTORI GLICEMIA
23910	Strisce glicemia - conf. da 25 strisce
23912	Strisce glicemia - conf. da 50 strisce
23913	Strisce glicemia - conf. da 100 strisce
23914	Soluzione di controllo
23915	Penna pungidito "On Call"
23919	Penna pungidito metodo AST
23917	Lancette 28G per 23915 - sterili - conf. da 25 lancette
23916	Lancette 28G per 23915 - conf. da 100 lancette

LANCETTE AUTOMATICHE



24515



SISTEMA ONE-STEP PER PRELIEVI DI SICUREZZA

Semplice: non richiede alcuna preparazione.

Sicuro: l'ago e la lama One-Step sono nascoste all'interno prima e dopo l'utilizzo.

Innovativo: sistema brevettato che rende il prelievo più facile e sicuro.

Efficiente: la velocità della puntura minimizza il dolore e la possibilità di errore. Latex free, ipoallergenico, monouso. Sterile.

LANCETTE AUTOMATICHE DI SICUREZZA SURGILANCE							
Codice GIMA	Colore	Profondità penetrazione	Calibro	Flusso	Pungidito	Glucosio	Ematocrito
24513	Giallo	1,0 mm	26G	5-10 µl	•	•	conf. da 100
24514	Grigio	1,8 mm	23G	10-20 µl	•	•	conf. da 100
24515	Arancio	2,2 mm	22G	20-40 µl	•	•	conf. da 100

LANCETTE E PENNE PUNGIDITO

- 23915 PENNA PUNGIDITO "ON CALL"
 - 23919 PENNA PUNGIDITO - metodo AST
- Penna pungidito riutilizzabile. La punta regolabile permette la regolazione della penetrazione delle lancette. Il metodo AST permette di controllare i livelli di glucosio del sangue non solo dalla punta delle dita ma anche dal palmo della mano, dall'avambraccio e dalla parte superiore del braccio.



23915

23919

- 23917 LANCETTE GIMA - 28G - sterili - conf. da 25 pz.
 - 23916 LANCETTE GIMA - 28G - sterili - conf. da 100 pz.
- Da utilizzare con il codice 23915, 23919 e con la maggior parte delle penne presenti sul mercato (vedi la compatibilità sul nostro sito internet). Rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale.



23916

TAMPONI ALCOL

- 36598 TAMPONI ALCOMED - scatola da 100 tamponi
 - 36599 TAMPONI ALCOMED - conf. da 100 scatole da 100 tamponi
- Tamponi imbevuti con alcol isopropilico al 70%, per la disinfezione della cute prima di iniezioni.
- Dimensioni bustina: 50x50 mm, tampone piegato 32,5x30 mm, tampone aperto 65x30 mm.



36598