

MULTICARE "IN" - AUTOCONTROLLO DEL FATTORE DI RISCHIO

- 23965 KIT MULTICARE "IN" - manuale in italiano
- 23966 KIT MULTICARE "IN" - manuale in inglese
- 23967 KIT MULTICARE "IN" - manuale su CD multilingue*

Include 10 lingue*: GB, IT, FR, ES, GR, PT, PL, SL, HU, TR.
 Un nuovo metodo per l'autocontrollo periodico dei fattori di rischio - colesterolo, trigliceridi e glucosio. L'unico dispositivo in commercio che utilizza un biosensore per rilevare l'intensità elettrica creata da una reazione chimica. Multicare "IN" è fornito in una scatola di cartone con una borsetta in nylon, 10 strisce glucosio, penna pungidito, 10 lancette e manuale utente. Scatola in 7 lingue: IT, GB, FR, ES, GR, PT, PL.

Il primo ed unico lettore multiparametro a doppia tecnologia
STRISCIA A BIOUSENSORE - glucosio

- Tecnologia elettrochimica per un utilizzo più agevole
- Richiede un campione di sangue estremamente ridotto (1 µl)
- Risultati rapidi (5 sec.)



STRISCIA RIFLETOMETRICA - colesterolo e trigliceridi

- multiCare in dispone di una tecnologia esclusiva
- Consente un autocontrollo più funzionale di trigliceridi e colesterolo



Codice GIMA	STRISCE DI RICAMBIO PER MULTICARE "IN" - SCATOLA IN 7 LINGUE
23969	Strisce glucosio biosensore - flacone da 25 strisce + 1 chip
23970	Strisce glucosio biosensore - flacone da 50 strisce + 1 chip
23971	Strisce colesterolo - flacone da 5 strisce + 1 chip
23972	Strisce colesterolo - flacone da 25 strisce + 1 chip
23973	Strisce trigliceridi - flacone da 5 strisce + 1 chip
23974	Strisce trigliceridi - flacone da 25 strisce + 1 chip
SOLUZIONE DI CONTROLLO PER MULTICARE "IN"	
23978	Soluzione di controllo glucosio
23979	Soluzione di controllo colesterolo
23980	Soluzione di controllo trigliceridi
LANCETTE PER MULTICARE E MULTICARE "IN"	
23940	Lancette 28G - conf. da 25 lancette - sterili
23916	Lancette 28G - conf. da 100 lancette - sterili

- 23982 SOFTWARE PER MULTICARE "IN" - inglese, francese, italiano, spagnolo
- Sistema operativo necessario per l'installazione: Windows XP, Vista, 16 Mb Ram, 10 Mb di spazio residuo sul disco rigido.

multiCare in

CE 0344

3 IN 1: BIOUSENSORE
 COLESTEROLO,
 TRIGLICERIDI E GLUCOSIO

Scatola in 7 lingue:
 GB, IT, FR, ES, GR, PL, PT.



23965

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Campo misurazione	Tempo misurazione	Campione di sangue
Glucosio elettrochimico:	10-600 mg/dl	5"	1 µl
Colesterolo	130-400 mg/dl	30"	10 µl
Trigliceridi	50-500 mg/dl	30"	10 µl
Memoria:	500 risultati test con data e ora		
Batterie:	2 batterie al litio Cr 2032 3 Volt (3212)		
Dimensioni:	97x49x20,5 mm	Peso:	65 g

MULTICARE: COLESTEROLO, TRIGLICERIDI, GLUCOSIO

- 23950 KIT MULTICARE + 10 strisce glucosio
- 23952 KIT REGALO MULTICARE + 10 strisce glucosio + 5 strisce colesterolo + 5 strisce trigliceridi

L'unico apparecchio diagnostico a basso costo per l'autocontrollo di Colesterolo, Trigliceridi e Glucosio.

La tecnologia MultiCare consente di misurare con lo stesso strumento parametri diversi, semplicemente cambiando il tipo di strisce: in ogni confezione di strisce reattive viene infatti fornito il chip con il programma ed il codice specifico per ogni analisi. L'importanza della misurazione periodica di questi tre parametri per la prevenzione delle patologie cardiovascolari è evidente se si considera che l'intolleranza al glucosio, l'ipercolesterolemia e l'ipertrigliceridemia sono tre dei principali fattori di rischio cardiovascolare, insieme a età, obesità, abitudini di vita. Fornito in scatola di cartone con borsetta in nylon, penna pungidito, 10 lancette e manuale d'uso.

- 32212 BATTERIE AL LITIO CR2032

Codice GIMA	STRISCE DI RICAMBIO PER MULTICARE
23955	Strisce Glucosio - flacone da 25 strisce + 1 chip
23956	Strisce Glucosio - flacone da 50 strisce + 1 chip
23957	Strisce Colesterolo - flacone da 5 strisce + 1 chip
23958	Strisce Colesterolo - flacone da 25 strisce + 1 chip
23959	Strisce Trigliceridi - flacone da 5 strisce + 1 chip
23960	Strisce Trigliceridi - flacone da 25 strisce + 1 chip
23961	Soluzione di controllo glucosio
23962	Soluzione di controllo colesterolo
23963	Soluzione di controllo trigliceridi

Pratico
Il dispositivo si attiva inserendo la striscia o premendo il pulsante

Versatile
La goccia di sangue può essere applicata prima o dopo aver inserito la striscia

Innovativa:
Bastano 3 µl di sangue per effettuare il test del glucosio

Ampio display LCD per una facile lettura

PER AUTOCONTROLLO



100% tecnologia italiana

CE 0344

23950

Multifunzione
 Ogni confezione di strisce è dotata di un chip codificato a garanzia della massima precisione



CARATTERISTICHE TECNICHE			
Campo di misurazione (glucosio):	25-500mg/dl (1,3-28 mmol/l)		
trigliceridi	50-500 mg/dL (0,5-5,6 mmol/l)		
colesterolo	130-400 mg/dL (3,3-10,2 mmol/l)		
Memoria:	255 risultati test con data e ora		
Misura:	48x104x20,5 mm	Peso:	65 g
Batterie:	2 Cr 2032 3 Volts		