

LETTORE URINE E STRISCE URINE ANALYTICON



• **24051 LETTORE URINE URILYZER 100 - con stampante**
 • **33250 CARTA PER STAMPANTE - 57xØ50 mm - conf. da 5 rotoli**
 Urilyzer 100 è un lettore di strisce per urine compatto che presenta numerose caratteristiche innovative. L'interfaccia intuitiva migliora l'inserimento dati e permette di indicare manualmente il colore e la torpidità da un elenco predefinito o con un commento aggiuntivo. Il sistema fornisce inoltre un alto livello di personalizzazione con test flessibili e varie opzioni di reportistica. Il database intelligente comprende diverse opzioni di filtraggio. Da utilizzare solo con le strisce urine codici 24062 e 24063. Manuale su CD in GB, DE, IT, SE, NO, DK.

STRISCE URINE ANALYTICON COMBI SCREEN PLUS e SYS - strisce urine per "visual test" o per uso con Urilyzer 100 e Combiscan 100 (solo 24062-24063).
 • **24060 COMBI SCREEN® PLUS - 3 parametri - tubetto da 100 strisce**
 • **24061 COMBI SCREEN® PLUS - 10 parametri - tubetto da 100 strisce**
 • **24063 COMBI SCREEN® PLUS - 11 parametri - tubetto da 100 strisce**

Letture risultati direttamente sulla striscia (dopo circa 60 sec.) e confronto con la legenda sul contenitore. Combi Screen Plus offre una protezione dall'acido ascorbico nei test del glucosio e del sangue. Riduce falsi risultati negativi dovuti alle interferenze con l'acido ascorbico. Per uso professionale. Manuale in GB,FR, GR, IT, ES, PT, NL e DE disponibile su richiesta. Il prodotto è fabbricato in Germania.

| | Codice GIMA | 24060 | 24061 | 24063 | 24062 |
|-----------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Leucociti | | | • | • | • |
| Nitrito | | | • | • | • |
| Urobilinogeno | | | • | • | • |
| Proteine (albumina) | | • | • | • | • |
| pH | | • | | | |
| Sangue | | | •* | •* | •** |
| Gravità specifica | | | | | • |
| Chetoni (acido acetacetico) | | | | | • |
| Bilirubina | | | | | • |
| Glucosio | | •* | •* | •* | •** |
| Acido ascorbico | | | | | • |

*protezione dall'acido ascorbico **senza protezione acido ascorbico

• **24062 COMBI SCREEN® SYS - 11 parametri - tubetto da 150 strisce**
 Come codice 24063 ma senza protezione dall'acido ascorbico nei test del glucosio e del sangue.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Misurazioni: 50 misurazioni orarie in modalità di risparmio
 120 misurazioni orarie in modalità rapida

Memoria: 1000 risultati di test paziente e 500 risultati controllo qualità

Display: Schermo LCD 3,5" QVGA

Stampante: Termica a bassa rumorosità con rotolo per circa 280 misurazioni

Stampa: Numero della misurazione in corso, data ed ora, matricola dell'apparecchio, ID del paziente, asterisco sulla patologia risultante

Sensibilità: 5 livelli regolabili a seconda delle esigenze individuali

Tipo: lunghezza d'onda di riflettanza fotometro: 505, 530, 620, 660 nm

Interfaccia: porta seriale RS232, USB A, USB B, PS2

Dimensioni/peso: 190x260x77 mm (Px Dx H) 1,5 kg

Alimentazione: 100-240V 50-60 Hz

Produzione Ungherese

STRISCE URINE GIMA - RILEVAZIONE VISIVA

• **24069 STRISCE 10 PARAMETRI - tubetto da 100 strisce**
 • **24071 STRISCE 11 PARAMETRI - conf. con 5 buste da 3 strisce**
 • **24072 STRISCE 11 PARAMETRI - tubetto da 50 strisce**
 Queste strisce sono compatibili anche con il lettore CLINITEK-100 Bayer. Controllo delle condizioni generali di salute - attestazione del livello di leucociti, nitrito, urobilinogeno, proteine, pH, sangue, gravità specifica, chetoni, bilirubina, glicemia, acido ascorbico (solo 24071 e 24072) in un'unica striscia - monitoraggio dell'alimentazione sana, e infezione del tratto urinario, tumori, problemi renali, gotta, febbre, cirrosi, epatite virale, malattie al fegato, insufficienza cardiaca congestizia, ittero, diabete e gravi insufficienze renali. Solo per uso professionale.

