

MARKER CARDIACO

• **24525 MARKER CARDIACO** - 3 parametri: **Mioglobina, Troponina, CK-MB** - conf. da 20 test
Permette di diagnosticare in soli 15 minuti l'infarto miocardico acuto.

Ideale per il monitoraggio di pazienti affetti da cardiopatie o dopo infarti o interventi chirurgici. L'infarto miocardico acuto (attacco cardiaco) è responsabile di 1 decesso su 5; è necessario intervenire entro 6 ore per evitare il deperimento irreversibile e permanente dei muscoli cardiaci. Questo dimostra l'importanza di una diagnosi precoce e accurata. L'ECG è il metodo di diagnosi di infarto miocardico più utilizzato. Sfortunatamente però il 25% dei pazienti soggetti a infarto miocardico acuto hanno un normale ECG. GIMA offre un test di diagnosi combinata dei 3 più importanti parametri cardiaci: Mioglobina, Troponina, CK-MB. Include 20 cassette, 20 contagocce e 1 diluente. Per uso professionale.



TEST D-DIMERO

• **24526 TEST D-DIMERO** - confezione da 20 test
La presenza nel sangue del D-Dimero è un indicatore della presenza di fibrine, prima causa dell'occlusione delle arterie e di varie patologie: trombosi venosa, embolia, arteriosclerosi ed in generale di uno stato di infiammazione delle vie arteriose, tutte patologie causa di infarto. Questo test permette una facile prevenzione, un risultato negativo indica un buon stato di salute, mentre concentrazioni elevate di D-Dimero indicano un aumento dell'attività coagulativa e fibrinolitica. La sensibilità del test D-Dimero è del 97% e la specificità del 92% in conformità con le norme di riferimento di Dade Behring Stratus CS-DDMR Immunoassay System. Include 20 cassette, 20 contagocce ed un diluente. Per uso professionale.




TEST MALARIA

• **24547 TEST MALARIA P.F.** - confezione da 40 test
Il test malaria è un veloce esame cromatografico immunologico per la rilevazione qualitativa del plasmodium falciparum nel sangue intero. Il test è stato confrontato con i metodi tradizionali di analisi microscopiche delle macchie di sangue, la correlazione tra i due sistemi è superiore al 99,0%. Il kit include test a cassetta, soluzione, dosatore monouso e manuale multilingue. Le lancette non sono incluse. Per uso professionale.



24547



TEST CRP - PROTEINA C REATTIVA


• **24527 TEST PROTEINA C REATTIVA - CRP** - conf. da 20 test
La misurazione della CRP nel sangue intero, siero o plasma ha 2 scopi:
- il livello di CRP consente di identificare e tenere traccia di infezioni e malattie che causano infiammazioni (linfoma, lupus, arterite e cellule giganti, osteomielite, artrite reumatoide ecc.)
- il livello di hs-CRP aiuta a valutare il rischio cardiovascolare e i disturbi al sistema cardiovascolare periferico. Valori elevati di hs-CRP hanno il più alto rischio di malattia cardiovascolare. Utilizzabile su sangue intero o siero/plasma. Risultati in 7 minuti, bande di risultato di colore intenso, banda di controllo di corretta esecuzione del test - si conservano a temperatura ambiente. Include 20 cassette con contagocce. Per uso professionale.



24527

TEST SANGUE OCCULTO NELLE FECI

• **24530 TEST FOB** - confezione da 25 test
Fornisce risultati accurati in pochi minuti, facilitando la tempestività nelle scelte sul trattamento del paziente. Procedura semplice, di facile utilizzo e comprensione. Non richiede apparecchiature aggiuntive. Include 25 pezzi contenenti: provetta, test a cassetta, reagente. Per uso professionale.



24530

TEST INFLUENZA A/B


• **24537 TEST INFLUENZA A/B** - conf. da 30 test (3 conf. da 10 pz.)

Il test in vitro per l'influenza A/B è in grado di rilevare gli antigeni del virus di tipo A e B (nucleoproteine) prelevati da campioni respiratori. Il test è progettato per rilevare i vari sottotipi dell'influenza A, (H1N1, H3N2, H5N1, H5N3, H7N3, H9N2).

Si esegue mediante l'utilizzo di tamponi nasali che consentono il prelievo dei campioni respiratori necessari. Di facile utilizzo con risultati in 10-15 minuti. Include dispositivo per il test rapido, tampone, provetta, reagente. Solo per uso professionale.



24537



ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.

TEST MONONUCLEOSI

• **24538 TEST MONONUCLEOSI** - conf. da 20 test

Test rapido immunologico per la determinazione qualitativa degli anticorpi eterofili anti mononucleosi infettiva nel sangue intero, siero o plasma. Solo per uso professionale diagnostico in vitro. Risultati in 5 minuti. Include 20 cassette, 20 contagocce, reagente e manuale d'uso.

24538

