

LETTINI GINECOLOGICI



Reggigambe standard



Cosciale qualità (deluxe)



- **27500 LETTINO GIN. DELUXE - cosciale deluxe**
- **27501 LETTINO GIN. STANDARD - reggigambe standard**
Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggipiedi regolabili in altezza. Materassino lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 100 kg. Fornito con bacinella Ø 31 cm e reggiarti. Fornito smontato. Produzione italiana.
- **26586 BACINELLA IN ACCIAIO Ø 31 cm - ricambio**

- **27510 LETTINO TREDELENBURG DELUXE**
Come cod 27500, ma con 3 sezioni regolabili separatamente con posizione Trendelenburg. Portata 120 kg. Produzione Italiana.
- **27503 REGGIGAMBE STANDARD - coppia - ricambio**
- **27504 COSCIALI DELUXE - coppia - Ø 2 cm - ricambio**
Il kit reggi gambe include 2 cosciali e supporto.
- **27418 SUPPORTO REGGI LENZUOLINO**

LETTINO A 3 SEZIONI - MULTIFUNZIONE E PER GINECOLOGIA



- **27502 LETTINO MULTIFUNZIONALE A 3 SEZIONI - blu**
- **27505 LETTINO GINECOLOGIA A 3 SEZIONI - blu**
Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma e capsula in acciaio INOX Ø 32 cm. Portata massima: 130 kg. Peso: 36 kg. Kit di montaggio. Produzione Italiana.



- **27508 REGGI GAMBE STANDARD - coppia (innesto Ø 1,52 cm) - ricambio**
- **27509 REGGI GAMBE DI QUALITÀ - coppia**
- **27511 SUPPORTO REGGILENZUOLINI per 27502-5**
- **27919 SCRIVANIA CON 2 CASSETTI - 130x71xh80 cm**
Struttura robusta in tubolare ovale 40x20, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. Pianale bianco con angoli arrotondati.
- **27979 PREDELLINO A 2 GRADINI**



LETTINO GINECOLOGIA REGOLABILE IN ALTEZZA

- **27506 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - verde**
- **27507 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - blu**
Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 mm verniciato con polvere epossidica, colore bianco. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Completamente regolabile: Altezza, fino a 95 cm, regolabile tramite motore elettrico (potenza 6'000 N) con controllo a pedale, la sezione testa si può regolare grazie a un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale ha un pistone a gas (potenza 600 N) fino a 65°. Questo letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma di qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggilenzuolini.
Portata massima: 130 kg. Peso: 70 kg. Produzione Italiana.
- **27509 REGGI GAMBE DI QUALITÀ - coppia - ricambio**
Il kit reggi gambe include 2 reggi gambe. Adatto per 27505-27506-27507.

