



## POLTRONE PROFESSIONALI - 3 MOTORI



Dimensioni:  
196x82x h 100 cm  
Peso netto: 86 kg  
Portata max: 170 kg



- 28040 POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - crema  
Poltrona elettrica con 3 motori e pedaliera per regolare separatamente l'altezza e l'inclinazione di seduta e schienale. Poggiatesta regolabile con pompa a gas. Bracciali reversibili e poggiatesta regolabile.  
Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.
- 45234 SGABELLO - crema
- 45244 SGABELLO CON SCHIENALE - crema



Dimensioni:  
196x56x h 58-59 cm  
Peso netto: 82 kg  
Portata max: 170 kg



- 28045 POLTRONA ELETTRICA NEFERTITI - 3 motori - verde  
Poltrona elettrica concepita per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione a 240°. Altezza, schienale e inclinazione della seduta controllati da 3 motori. Poggiatesta regolabile da una pompa a gas, bracciali reversibili e poggiatesta regolabile.  
Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.
- 45233 SGABELLO - verde
- 45243 SGABELLO CON SCHIENALE - verde

## POLTRONE PROFESSIONALI - ALTEZZA VARIABILE


Misure: 186x63x56-75 h cm  
Peso netto: 65 kg  
Portata max: 170 kg



- 28005 POLTRONA LUXOR - meccanica - bianca
  - 28006 POLTRONA LUXOR - meccanica - azzurra
- Tramite un pedale la poltrona può scorrere verso l'alto o verso il basso.

28005/28006

- Schienale e poggiatesta sono regolabili a piacere.
- SGABELLI**
- 45231 SGABELLO - bianco
  - 45232 SGABELLO - blu
  - 45241 SGABELLO - bianco
  - 45242 SGABELLO - blu
- Vedere a pag. 115



Misure: 192x60x63-88 h cm  
Peso netto: 80 kg  
Portata max: 170 kg



- 28010 POLTRONA ELETTRICA LUXOR - 3 motori - bianca
  - 28011 POLTRONA ELETTRICA LUXOR - 3 motori - azzurra
- Poltrona motorizzata, tramite pedaliera possono essere regolati l'altezza della seduta, lo schienale ed il poggiatesta. Poggiatesta e bracciale flessibili.
- Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.

