

LETTINI VISITA E TRATTAMENTO - MOLTO ROBUSTI

- 27622 LETTINO MEDICO STANDARD - colore a richiesta**
- 27623 LETTINO MEDICO STANDARD - blu*
- 27624 LETTINO MEDICO STANDARD - beige*
- 27626 LETTINO MEDICO LARGE - colore a richiesta**
- 27627 LETTINO MEDICO LARGE - blu*

DISPONIBILE IN 6 COLORI



- 1 Nero
- 2 Blu
- 3 Grigio
- 4 Verde
- 5 Crema
- 6 Albicocca

Letto visita e trattamenti dal design avanzato, dotato di una sezione regolabile tramite movimento manuale. Robusta struttura in metallo smontabile, verniciata con polvere epossidica resistente ai graffi e alla corrosione. La particolare conformazione della sezione favorisce le operazioni sul paziente. La testata ha un ampio foro naso-bocca.

Portata 180 kg.

Produzione Italiana.


- 27629 PORTALENZUOLINO
- 27630 COPERTURA FORO - colore a richiesta
- 27631 COPERTURA FORO - blu

* abitualmente in stock ** disponibile in 30 giorni



27622

L'imbottitura è in schiuma ad alta densità. I rivestimenti presentano un elevato livello di finitura superficiale e sono costituiti da similpelle di alta qualità con proprietà ignifughe. Il vinile è particolarmente resistente a disinfettanti, urina e sangue.



27627

LARGHEZZA 80 cm

PORTATA - 180 kg


LETTINI IN LEGNO

LETTINI IN LEGNO

Letto confortevoli, ideali per fisioterapia, cardiologia e centri benessere. Legno di qualità superiore. Schienale regolabile in 13 posizioni. Imbottitura resistente in schiuma rivestita con tessuto lavabile.

Disponibile in colore crema.

Misure: 190x75xh 70 cm.



27416



27417+27409

Tappo foro naso-bocca incluso

Portata max: 150 kg

- 27416 LETTINO VISITA LEGNO - faggio
- 27417 LETTINO VISITA LEGNO - con foro - faggio
- 27443 CARRELLO LEGNO DANTE - faggio
- 27409 SUPPORTO REGGILENZUOLINI per 27416 e 27417

Portarotolo incluso in cod. 27450-27451. Fornito smontato. Assemblaggio facile. Produzione Italiana.



27451

27452
Dimensioni carrello:
50x40x77 h cm

27450

Portata max: 200 kg

- 27450 LETTINO LEGNO FIRENZE - wenge
- 27451 LETTINO LEGNO FIRENZE - con foro - ciliegio
- 27452 CARRELLO LEGNO DANTE - ciliegio

LETTINO A VALIGIA

- 27407 LETTINO A VALIGIA - nero

Letto pieghevole a valigia con struttura in acciaio cromato. Imbottitura in resina. Rivestimento in finta pelle lavabile di colore nero. Peso: 19 kg. - Portata: 95 kg. Fornito con borsa per il trasporto. Produzione Italiana.



27407

Dimensioni:
185x64xh 70 cm (aperto)
95x65x16 cm (chiuso)

LETTINO A VALIGIA

- 27406 LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO - materasso azzurro - con foro

Leggero, pieghevole, due sezioni, letto da visita con telaio in alluminio. Le doppie gambe centrali garantiscono stabilità e sistema di bloccaggio. Testata con foro naso-bocca. Imbottito e rivestito in similpelle.

Portata massima: 110 kg.

Peso: 13 kg. Produzione Italiana.



Dimensioni: 62x182xh 75 cm

27406