

## TEST MICROALBUMINA PER USO A DOMICILIO

• **24539 TEST MICROALBUMINA PER AUTODIAGNOSI - conf. da 1 test**

Test quantitativo per rilevare alti livelli di Microalbumina ( $\mu$ ALB) nell'urina umana, il primo segnale di patologie ai reni. Le cause principali di patologia ai reni sono il diabete e la pressione alta.

- eccellente correlazione con test da laboratorio
- risultati in 10 minuti
- test su urine semplice da usare
- sensibilità: rileva 18 mg/l di albumina nelle urine (come i test professionali)
- contiene tutto ciò che è necessario al consumatore per l'esecuzione del test
- economici con marcatura CE per l'autodiagnosi




**AUTODIAGNOSI**

## TEST COLON-RETTO PER USO A DOMICILIO

• **24531 TEST COLON RETTO PER AUTODIAGNOSI - conf. da 1 test**

Semplice test domiciliare per la scoperta dei primi segni rilevatori delle malattie del colon retto, anche prima dell'apparizione dei sintomi. Contiene 5 buste controllo, 1 kit di controllo, diagramma interpretazione risultati e un manuale d'istruzioni.

- basta gettare la busta nella tazza per rilevare il sangue occulto
- non è richiesto alcun trattamento di laboratorio, risultati in 2 minuti
- l'associazione americana contro il cancro consiglia uno screening annuale dopo i 50 anni
- la rilevazione e cura precoce del cancro al colon retto rendono questa malattia curabile.



Fase1: dopo la defecazione gettare una busta nella tazza del water

Fase2: osservare la busta del test. Nel caso sia presente del sangue entro due minuti comparirà una croce blu


**AUTODIAGNOSI**

## HELICOBACTER PYLORI - TEST PER LA RILEVAZIONE DELL'ULCERA


• **24528 TEST HELICOBACTER PYLORI - conf. da 40 test**

L' helicobacter pylori è la causa principale delle ulcere gastriche, questo test di semplice utilizzo consente una rapida diagnosi (in circa 10 minuti). Facile da eseguire ed interpretare, non è richiesto alcun dispositivo aggiuntivo. Per uso professionale. Diagnosi effettuabile in adulti sopra i 18 anni.

- **24529 TEST HELICOBACTER PYLORI AUTODIAGNOSI - conf. da 1 test**
- Simile al Cod. 24528 ma confezionato in una scatola singola che include una lancetta pungidito, tampone individuale e manuale utente. Questo prodotto è fornito di certificazione per l'autodiagnosi e può essere venduto all'utente finale come prodotto da banco.



24528



**AUTODIAGNOSI**

## CONTROLLO PROSTATA - TEST PSA

• **24534 TEST PSA - conf. da 25 test - per uso professionale**

Fornisce risultati accurati in 5-8 minuti

- correlazione superiore al 98% rispetto ai test di laboratorio
- semplice, facile da usare, test per siero o plasma
- rileva PSA a partire da 4 ng/ml
- contiene tutto il necessario per eseguire il test (tranne lancette - vedi pag. 5)
- per uso professionale



• **24532 TEST PSA PER AUTODIAGNOSI - conf. da 1 test**

Simile al Cod. 24534 ma confezionato in una scatola singola che include una lancetta pungidito, tampone individuale e manuale utente. Questo prodotto è fornito di certificazione per l'autodiagnosi e può essere venduto all'utente finale come prodotto da banco.

24532



CE 0197

24532

## TEST COLESTEROLO

**AUTODIAGNOSI**

• **24521 STRISCE COLESTEROLO - confezione da 2 test**

Test economici con marcatura CE per l'autodiagnosi del colesterolo su sangue intero. Un diagramma di lettura dei dati consente l'immediata quantificazione del valore ottenuto.

Il kit colesterolo comprende 2 test, 2 lancette automatiche, istruzioni d'uso e diagramma di lettura.

Confezione ed istruzioni d'uso in inglese, tedesco, italiano.



24521

## TEST ALLERGIE

• **24580 TEST ALLERGIA GATTO - conf da 1 pezzo - CE 0197**

• **24581 TEST ALLERGIA CANE - conf da 1 pezzo - CE 0459**

Semplice, affidabile e clinicamente testato:

- risultato in 15 minuti
- correlazione con test da laboratorio
- semplice da usare
- per autodiagnosi
- ogni test include: dispositivo di test, soluzione per test, lancetta pungidito, manuale d'uso

**AUTODIAGNOSI**



24580