

## LETTINI VISITA KING

- 27615 LETTINO VISITA KING - bianco
- 27616 LETTINO VISITA KING - blu
- 27617 LETTINO VISITA KING - nero
- 27619 LETTINO VISITA KING - bianco con foro
- 27618 LETTINO VISITA KING - verde con foro

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50x25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico.

Fornito smontato.  
Produzione italiana.

- 27511 SUPPORTO REGGILENZUOLINI
- 27978 PREDELLINO - 1 gradino
- 27979 PREDELLINO - 2 gradini



27619



27978

27979

Misure: 190x60xh 80 cm

LARGHEZZA: 60 cm

PORTATA MASSIMA 130 kg

27616

## LETTINI VISITA E PREDELLINI

- 27401 LETTINO VISITA - acciaio cromato - nero
- 27402 LETTINO VISITA - acciaio verniciato - grigio
- 27444 LETTINO VISITA - acciaio verniciato - verde

SGABELLI: vedere a pag. 115.  
Ideale per studio medico o piccoli ambulatori.  
Dimensioni: 180x61xh 80 cm.

Il materassino è rivestito in skay di colore nero lavabile ed è composto di due parti: la prima parte fissa di dimensioni: 130x61xh 5,5 cm e la seconda parte, che si può inclinare e fissare in più posizioni, di dimensioni: 50x61xh 5,5 cm.

Fornito smontato.  
Portata massima: 90-100 kg.  
Produzione italiana.

- 27418 SUPPORTO REGGILENZUOLINI  
Supporto per rotolo lenzuolini regolabile.  
Adatto a lettini in metallo con gambe cilindriche (Ø 27-30 mm) o quadrate (27-30 mm x 27-30 mm).

- 27404 LETTINO CLASSICO - cromato - materasso beige
- 27405 LETTINO CLASSICO VISITA - cromato - materasso blu - schienale con foro
- 27445 LETTINO CLASSICO VISITA - cromato - materasso albicocca


Struttura in acciaio lucido, montato su gambe in acciaio cromato con piedini in plastica.

Le 2 sezioni del materassino sono in schiuma resistente ricoperta da materiale plastico lavabile e resistente alla fiamma.

La parte schienale è inclinabile completamente.  
Disponibile in colore blu o crema.

Altri colori a richiesta, per un minimo di 10 pezzi.  
Dimensione: 180x57xh 73 cm.  
Portata massima: 100 kg.  
Fornito smontato. Produzione Italiana.

- 27408 TAPPO FORO NASO-BOCCA per cod. 27405 - blu  
SGABELLI: vedere a pag. 115 sgabelli in colori coordinati con i lettini.

Misure  
180x61xh 75 cm

27401

27402

Portalenzuolini  
(cod. 27418, non incluso)Schienale regolabile in  
diverse posizioniFinta pelle, colori nero/grigio  
rivestimento in due sezioni lavabile

27405

27404



## LETTINO DA MASSAGGIO



27421

- 27421 LETTINO DA MASSAGGIO  
Lettino da massaggio confortevole, ideale per la fisioterapia e nei centri benessere.  
Schienale regolabile.  
Fornito con portarotolo.

Dimensioni del prodotto: 183x63x64 cm  
Dimensioni imballo: 188x17x66 cm  
Peso netto/lordo: 28/31 kg