

## PARAVENTI CON TENDE TREVIRA



### PARAVENTI CON TENDE TREVIRA

Possibilità di scegliere tra 4 differenti telai e 6 differenti colori di Tende Trevira.

#### TELAIO PARAVENTO

Telaio tubolare in lega d'alluminio montato su piedini o su ruote (Ø 50 mm).  
Misure: 150x170 cm (3 sezioni) o 200x170 cm (4 sezioni)

Le Tende Trevira sono ignifughe, anallergiche, antibatteriche, impermeabili e altamente resistenti alle abrasioni.

Trama fitta per evitare le infiltrazioni di polvere e garantire la privacy, lavabile fino a 60°. Disponibile in 6 colori, per soddisfare ogni esigenza.

Tende su misura disponibili su richiesta.

Produzione italiana.


Codice GIMA	TELAIO PARAVENTO senza tenda
45560	Paravento 3 sezioni
45561	Paravento 3 sezioni con ruote
45562	Paravento 4 sezioni
45563	Paravento 4 sezioni con ruote

Codice GIMA	TENDA* IN TREVIRA 45 xh 132 cm
45570	Tenda - azzurro
45571	Tenda - blu
45572	Tenda - bianco
45573	Tenda - beige
45574	Tenda - verde
45575	Tenda - pesca

\*Possibilità di acquistare 3 o 4 tende a seconda del telaio scelto

**SISTEMA DI SEPARAZIONE E TENDE vedi pagina 84**



## PARAVENTO 3, 4 ANTE



Produzione italiana

- 27970 - PARAVENTO 3 sezioni
  - 27971 - PARAVENTO 3 sezioni con ruote
  - 27972 - PARAVENTO 4 sezioni
  - 27974 - PARAVENTO 4 sezioni con ruote
- Struttura in tubolare d'alluminio, tende in plastica lavabile e resistente alla fiamma, su piedini o ruote (Ø 50 mm)  
Misure: 150x170 cm - 3 sezioni (ogni 50 cm)  
200x170 cm - 4 sezioni (ogni 50 cm)  
Peso: 5 kg (3 sezioni), 8 kg (4 sezioni).

## SCRIVANIA



27919

### • 27919 SCRIVANIA CON DUE CASSETTI

Scrivania con due cassetti laterali con chiave, struttura robusta in tubo ovale 40x20 mm verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Piano superiore bianco, con angoli in gomma arrotondati.  
Dimensioni: 130x71xh80cm

## CARRELLO



27921

### • 27921 CARRELLO A 2 RIPIANI

Struttura in tubo ovale 30x15 mm, verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Ripiani bianchi con bordi in PVC, spondine sui tre lati.  
Dimensioni 50x60xh80 cm.

## PARAVENTI

Altezza: 180 cm

Larghezza: 60+60+60 cm

- 45580 PARAVENTO - tela bianca
  - 45581 PARAVENTO - TREVIRA azzurro
- 3 sezioni, struttura resistente in tubo ovale 30x15 mm, verniciata con polveri epossidiche, colore grigio metallizzato. Tende lavabili.

## PREDELLINO - 1 O 2 GRADINI

### • 27980 PREDELLINO - 1 gradino - cromato

### • 27982 PREDELLINO - 2 gradini - verniciato

Gradini in tubolare e poggiatesta in materiale plastico.

Colore grigio.

Portata 90 kg.

Piattaforma antiscivolo 40x20 cm.

Misure:

40x51xh 25 (27980)

40x53xh 44 (27982)

Produzione Italiana.



27980

27982

### • 27978 PREDELLINO - 1 GRADINO

### • 27979 PREDELLINO - 2 GRADINI

Struttura in tubo ovale 30x15 mm verniciata con polveri epossidiche. Piattaforma antiscivolo.

Colore nero.

Misure:

45x26x20 h cm

44x40x22/45 h cm

Produzione italiana.



27978

27979