

ARREDO AMBULATORIO MEDICO



Telaio tubolare in metallo ad altezza fissa 100 cm e braccio flessibile 38 cm

• **27990 LAMPADA STUDIO**
Struttura in acciaio tubolare con base in plastica dotata di 5 ruote Ø 60 cm in plastica.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Lampada da 100 W non inclusa
Alimentazione: 230 V

Codice GIMA	Prodotto	Descrizione	Misure cm	Peso kg
27920	SCRIVANIA - a due cassetti	Scrivania con 2 cassetti laterali di cui il primo con chiave e struttura tubolare in metallo smaltato	120x70x78	31
27403	LETTINO PER VISITE	Letto tradizionale in alluminio con materasso in sky colore grigio - schienale regolabile in varie posizioni - fornito smontato - portata 100 kg	176x60x78	22
27984	CONTENITORE RIFIUTI acciaio smaltato	Costruito in acciaio smaltato con secchio interno in plastica - capacità 7 l	Ø 25xh 35cm	2
27985	CONTENITORE RIFIUTI acciaio inox	Costruito in acciaio inox AISI 304 con secchio interno in plastica - capacità 7 l	Ø 25xh 35cm	2
27989	ATTACCAPANNI	Attaccapanni a 8 rami con struttura tubolare in acciaio cromato. Basamento pesante e portaombrelli		5
27990	LAMPADA	Lampada non medica 100 W, struttura in alluminio e base in plastica a cinque raggi. È possibile regolare l'orientamento della luce. Lampadina non inclusa.		3

VETRINE CON 1, 2, 4 ANTE E VETRINE DA PARETE



Pensile con due ante con serratura. Divisione interna 2 vani, lato sinistro con due ripiani estraibili, lato destro con 1 piano estraibile.



Pensile per le medicine con 2 ante in vetro temperato e 2 ripiani in vetro temperato.

VETRINE GIMA Serie di armadi con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche e vetri temperati. Ripiani regolabili. Dotate di serratura a chiave.

CARATTERISTICHE TECNICHE	27901	27905	27903	27911	27912
Ante:	1	2	4	2	2
Ripiani regolabili:	3	4	3	2	2
Peso kg:	30	47	45	16	18
Misure in cm:	53x36x144	75x38x169	75x38x169	60x30x60	80x33x45

- **27901 VETRINA - 1 ante**
- **27905 VETRINA - 2 ante**
- **27903 VETRINA - 4 ante**
- **27911 VETRINA DA PARETE - ante scorrevoli**
- **27912 VETRINA DA PARETE - ante verniciate**