

POLTRONE PER PODOLOGIA



• **28025 POLTRONA ELETTRICA PODOLOGIA - 3 motori - blu**
Poltrona con controllo elettrico per regolare l'altezza, lo schienale e i poggiatesta in modo indipendente mediante un pedale. La testiera può essere inclinata e i braccioli sono regolabili. Portata massima: 170 kg. Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz. Dimensioni: 186x56x58/59 cm

peso: 83 kg

peso lordo: 96 kg

• **45232 SGABELLO - blu**

• **45242 SGABELLO CON SCHIENALE - blu**



• **28020 POLTRONA PODOLOGIA - meccanica - bianca**
Questa poltrona si può alzare, abbassare e ruotare su se stessa. I braccioli e i poggiatesta sono regolabili.

La base tonda solida assicura la massima stabilità.

Dimensioni: 170x57x54/68 cm. Portata massima: 170 kg.

Peso: 46 kg.

• **45231 SGABELLO - bianco**

• **45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco**

Altri sgabelli: vedere a pagina 115.

RIUNITI GAMMA PER PODOLOGIA



• **28030 RIUNITO GAMMA 1 - 61x45xh 77 cm - piccolo**

• **28031 RIUNITO GAMMA 3 - 108x45xh 77 cm - grande**

Mobili dotati di piano antigraffio, cassetti ed ante appositamente studiati per la conservazione allo stato sterile di utensili e accessori. Muniti di ruote piroettanti alla base consentono di essere spostati con facilità per favorire la massima ergonomia e praticità di utilizzo.

Un cavo elettrico consente l'allacciamento alla presa di rete per fornire l'alimentazione elettrica al vano germicida e ad alcune prese di corrente. Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz. Produzione italiana.



28031



Cassetti scorrevoli



Scomparto germicida



Porta lampada

DOTAZIONE STANDARD

Maniglie in acciaio satinato

Scomparto germicida con pannello frontale in vetro temperato e spegnimento automatico al momento dell'apertura

Grande scomparto con ripiano estraibile (per micromotore)

Supporto porta lampada Ø 12,6 mm adatto alla lampada LED con lente (30737)

1 presa per portalampana

1 presa interna per micromotore

1 porta manipolo per micromotore

4 (28030) o 3 (28031) cassetti a scorrimento

1 (28030) o 2 (28031) ampi scomparti con anta

1 cassetto per bottiglie

4 rotelle

DIMENSIONI

	riunito		piano		vano	scomparto
	28030	28031	28030	28031	germicida	grande
Lunghezza:	61 cm	108 cm	61 cm	108 cm	28 cm	28 cm
Larghezza:	45 cm	45 cm	45 cm	42 cm	38 cm	28 cm
Altezza:	77 cm	77 cm			4 cm	15 cm