


■ PRESSOTERAPIA DOCTOR LIFE

Il corpo umano è costituito da circolazione periferica sanguigna e linfatica.

Doctor Life aiuta i pazienti a riprendersi dalla malattia, migliorando la circolazione sanguigna, linfatica e il metabolismo.

Doctor Life è composto da camere d'aria e da un compressore ad aria, ed offre un massaggio a compressione a gambe, braccia e vita.



- 28430 DL 2002 D BASIC con 2 gambali (98x38 cm) - 4 camere a cavo, 1 tubo singolo e 1 doppio e 1 cavo. Questo sistema può operare in tre modalità di compressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Sensore di pressione
- Timer digitale (10,20,30,40 min)
- Manometro digitale (10-180 mmHg)
- Cavo a connessione rapida
- Dimensioni apparecchio: 190x250x210 mm
- Peso: 3 kg

- 28435 GAMBALE 93x32 cm
- 28434 ESTENSIONE GAMBALE - 10 cm
- 28440 TUBO DI RACCORDO - per uso con 2 gambali - ricambio
- 28436 BRACCIALE misura unica - 86x29 cm
- 28437 GUAINA VITA 130x38 cm



Gambale (28435)

Bracciale (28436)



3 modalità di compressione

MODELLO PROFESSIONALE ALTA CLASSE

- 28450 DL850 SISTEMA PROFESSIONALE Con 2 gambali (102x35 cm), 1 bracciale (6 camere) (87x25 cm), 1 tubo doppio e cavo. Questo sistema può operare in 8 diverse modalità. Ogni camera d'aria può avere una pressione differente o può lavorare solo con una camera selezionata. Sul monitor LCD è possibile visualizzare il programma di lavoro. Insufflazione e tempi sono variabili e possono essere gestiti separatamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore di pressione
- Tempo di utilizzo 0 - 90 minuti
- Tempo di tenuta: 0 - 6 secondi
- Intervallo di tempo: 0 - 19 secondi
- Dimensioni apparecchio: 370x390x190mm
- Peso: 13 kg



Possibilità di utilizzare 2 gambali insieme con il tubo di raccordo doppio (codice 23458)

Indicazioni Mediche

- DVT (Trombosi Venosa Profonda)
- Edema linfatico
- Post-paralisi
- Trombosi arti
- Venosclerosi
- CVI (Insufficienza Venosa Cronica)
- Post-mastectomia
- Post-trauma
- Lesioni del midollo spinale
- Vene varicose
- Sciatica
- Distorsioni
- Diabete
- Cellulite

Indicazioni per uso domiciliare

- Edema linfatico
- Malattie causate da povera circolazione sanguigna
- Scioglimento dei grassi
- Trattamento linfatico donne gravide
- Piedi o mani intorpidite
- Freddo ai piedi o mani
- Cura dello stress
- Traumi da palestra
- Insonnia
- Pelle del corpo più elastica

Drenaggio, Circolazione & Massaggio

MODELLO SEMIPROFESSIONALE (DOMICILIARE-OSPEDALIERO)

Il cavo universale in dotazione è adatto per gamba, braccia e vita




Guaina vita 130x38 cm (28437)

Possibilità di utilizzare 2 gambali insieme con il tubo di raccordo doppio (codice 28440)





28430

Bracciale standard (28454)



Gambale standard (28453)



- 28453 GAMBALE 92x31 cm
- 28458 TUBO DI RACCORDO - per uso con due gambali - ricambio
- 28459 ESTENSIONE GAMBALE - 10 cm
- 28454 BRACCIALE - 6 CAMERE 87x25 cm - ricambio
- 28455 GUAINA VITA 128x51 cm