

MAGNETOTERAPIA: PER USO PROFESSIONALE ED A DOMICILIO



- 28326 MAGNETOTERAPIA PROFESSIONALE - nuda
- 28327 KIT 1 CINTURA + COPPIA PLACCHE - 100 Gauss
- 28323 FASCIA ELASTICA VELCRO 100x8 cm - ricambio
- 28325 CILINDRO Ø 24 cm - 100 Gauss
- 28329 CILINDRO Ø 50 cm - 80 Gauss
- 28328 CILINDRO Ø 60 cm - 80 Gauss

MAGNETOMED è un'unità per magnetoterapia progettata per applicazioni ambulatoriali o presso il domicilio del paziente.



La magnetoterapia ELF (Extremely Low Frequency) è caratterizzata da:

- bassa frequenza, campo elettrico trascurabile,
- bassa potenza irradiata, effetti termici trascurabili,
- alta penetrazione nei tessuti.

È utile nelle terapie che richiedono trattamenti ripetuti per lunghi periodi di tempo, o terapie su pazienti traumatizzati o immobilizzati che presentano quindi difficoltà nel raggiungere gli ambulatori fisioterapici.

Applicazioni:

La terapia magnetica fornisce significativi benefici in ambito:
 - antiedemico, antalgico, antiflogistico, rigenerativo
 I principali campi d'applicazione sono: traumatologia, reumatologia, angiologia, neurologia, dermatologia ed endocrinologia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza di campo: 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 Hz
- Intensità di campo: 20, 40, 60, 80, 99%
- Forma d'onda di modulazione: rettangolare
- Durata trattamento: da 1 a 99 min
- Canali attivi: CH1 - CH2 - CH1+CH2
- Potenza operativa: 115/230 - 50/60 Hz commutabile
- Alimentazione: 220 VA
- Conforme alle normative di sicurezza: EN60601-1 (CEI) CE 93/42 CEE

Cilindro e placche NON include nella dotazione standard



MAG 2000 MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA, ALTA INTENSITÀ



• 28300 MAG 2000 MAGNETOTERAPIA - 2 canali

Dispositivo per magnetoterapia domiciliare e professionale dotato di 2 canali da 150 Gauss ciascuno.

35 programmi: 20 programmi preimpostati per il trattamento delle patologie più comuni, 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento dei tessuti molli e duri nella stessa seduta di terapia. MAG 2000 permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi fino a **300 Gauss sulle due uscite** (150 Gauss per uscita). Potenza operativa 110-240 V. Fornito con fascia elastica terapeutica con 3 solenoidi e borsa per il trasporto.



35 PROGRAMMI			
20 programmi preimpostati		14 freq. di lavoro+autoscan	
Osteoporosi	Contusioni intercostali	1 Hz	70 Hz
Artrosi	Lombalgia	3 Hz	80 Hz
Artrite	Mal di schiena	5 Hz	90 Hz
Artrosi cervicale	Artrosi della spalla	10 Hz	100 Hz
Dolori articolari	Artrosi del ginocchio	15 Hz	Autoscan
Cervicalgie	Periartrite	20 Hz	-
Distorsioni	Coxartrosi	30 Hz	-
Fratture	Atrofie muscolari	40 Hz	-
Epicondilitis	Contratture muscolari	50 Hz	-
Epitrocleite	Osteonecrosi	60 Hz	-

T-ONE EVO II - ELETTROSTIMOLATORE A CORRENTE ALTERNATA

• 28338 ELETTROSTIMOLATORE T-ONE - 4 canali

101 programmi - oltre 300 modalità applicative (dolore, fitness, sport, bellezza). L'apparecchio è in grado di generare impulsi alternati sui 4 canali per produrre contrazioni o stimolazioni sequenziali. Per uso in ambito rieducativo (per stimolare le "catene cinetiche") ed in ambito sportivo (per l'allenamento di muscoli agonisti) anche per gli sportivi più esigenti.

Caratteristiche tecniche principali:

- elettrostimolatore a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- generatore di corrente costante (costanza di emissione anche in caso di variazione delle condizioni della cute, stop apparecchio in caso di distacco accidentale elettrodi)
- generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore a tensione costante
- feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- funzionamento con batteria interna Ni-Mh ricaricabile (1600mAh)
- personalizzazione trattamenti con la selezione uomo/donna
- max intensità 240 mA, con regolazione di 0,5 mA alla volta
- menù a scelta tra 5 lingue (IT, GB, FR, DE, ES) e manuale utente in 3 lingue (GB, IT, FR) ES su richiesta

DOTAZIONE STANDARD

- 4 cavi di connessione elettrodi (8 elettrodi)
- Manuale utente (GB, FR, IT) e guida per il posizionamento degli elettrodi
- 5 elettrodi
- Batteria interna Ni-Mh ricaricabile, caricabatteria e borsa per il trasporto



16 Programmi Tens	9 Programmi Beauty	11 Programmi Sport
Tens rapido	Lipolisi*	Riscaldamento*
Tens endorfinico	Rassodamento*	Recupero muscolare*
Tens a scansione	Tonificazione*	Capillarizzazione
Tens ai valori massimi	Definizione*	Agonista/antagonista*
Tens Burst	Modellamento*	Forza resistente*
Cervicalgia	Cefalea Microlifting	Forza base*
Lombalgia	Massaggio relax	Forza veloce*
Sciatalgia	Defaticante generale	Forza esplosiva*
Distorsioni	Contusioni	Drenaggio Resistenza*
Antinfiammatorio		Contrazioni toniche*
Vascolarizzazione		Contrazioni fasiche*
Decontrazione		
Ematomi		
Impulsi rigeneranti		
Prevenzione atrofia		
Atrofia		

*Questi programmi consentono 6 impostazioni differenti: uomo-donna, arti superiori, tronco, arti inferiori