

LAMPADA AD INFRAROSSI - 250 W

- 28653 LAMPADA TERAPEUTICA AD INFRAROSSI - 250 W - su piantana
- 28654 LAMPADINA DI RICAMBIO - 250 W

La luce infrarossa è nota per alleviare efficacemente i dolori causati dalle contrazioni dei muscoli e delle articolazioni. Il calore generato dai raggi infrarossi penetra in profondità nella pelle, stimola la circolazione e riscalda i muscoli che si rilassano automaticamente. Allo stesso tempo, la maggiore circolazione del sangue aiuta l'organismo a sbarazzarsi delle impurità e ad inviare velocemente sangue ricco di ossigeno ai muscoli contratti e doloranti in modo da ottenere un sollievo duraturo ed efficace.



INFRAREX TERAPIA AD INFRAROSSI

- 28650 INFRAREX - 230 W - 50 Hz
- 28651 LAMPADINA RICAMBIO 7,5 W

FDA CE 0434

Infrarex è un moderno apparecchio elettronico che produce tramite infrarossi un calore che penetra in profondità nella pelle producendo una stimolazione ed un effetto di estremo confort. Attenua tensioni muscolari, riduce le infiammazioni e dona sollievo evitando l'uso di medicinali in casi quali: **artrite, borsite, sinusite, gomito del tennista, nevralgie, dolori alla schiena ed altri fastidi muscoloscheletrici.** Vantaggi degli infrarossi: risultati effettivi e sicuri. Gli infrarossi donano sollievo e non richiedono l'uso di medicine. Non si registrano effetti collaterali. Efficaci in 10-15 minuti. Convenienti: il trattamento può essere effettuato ogni volta che lo si desidera. Semplice da usare: in casa, o in qualsiasi altro luogo. Alimentazione: 230V - 50 Hz - 7,5W



TERMOFORO

- 28655 TERMOFORO ADATTO PER VARI USI
- 28656 TERMOFORO A SABBIA

L'utilizzo di sabbia marina purificata rende possibile la trasmissione naturale di calore benefico.

Riscaldamento: 48-52° (prima mezz'ora), 52-56°C la prima ora, fino a 65°C le ore seguenti.


Cuscino esterno in cotone (94%) e nylon, borsa interna in PVC
Potenza operativa: 230V-50/60 Hz - 75W (28656) - 55W (28655)



ACCESSORI PER AEROSOL DI OGNI MARCA

ACCESSORI PER AEROSOL

GIMA offre differenti ampolle corredate di accessori, compatibili con ogni marca di Aerosol.




AMPOLLA FASTERJET con valvola

Ampolla jet di nuova concezione capace di somministrare ogni tipo di medicinale in tempi ridottissimi tramite un'elevata quantità di particelle respirabili. La valvola assicura un'estrema efficienza limitando la perdita di medicinale ed ottimizzando la quantità somministrata al paziente.

CARATTERISTICHE TECNICHE FASTERJET

Capacità: 16 ml tasso di neb.: 0,60 ml/min
Volume respirabile: <5 µm 80 %
Volume residuo: 0,8 ml
DAMM (Diametro Aerodinamico Mediano di Massa): 2,7 µm

Ampolla fasterjet: per la somministrazione di qualsiasi farmaco in tempo breve



Codice GIMA	ACCESSORI AEROSOL	Da usare con
Dotazione Standard con Famiglia, Corsia, Eolo		
28158	Tubo connessione 1m - PVC	tutti gli aerosol
28139	Ampolla aereosol	tutti gli aerosol
28146	Mascherina adulti* - sostituisce 28143	ampolla 28139/28140
28147	Mascherina pediatrica* - sostituisce 28144	ampolla 28139/28140
28157	Boccaglio - forcilla	ampolla 28139/28140
28138	Kit nebulizzatore	tutti gli aerosol
28140	Mascherina adulto e pediatrico, tubo pvc, lampadina, forcilla nasale, boccaglio	tutti gli aerosol
28140	Ampolla nebulizzatore	tutti gli aerosol

*Con elastico

Codice GIMA	ACCESSORI AEROSOL	Da usare con
28163	Ampolla Fasterjet* con sistema a valvola	tutti gli aerosol
28164	Ampolla Nebjet** con doppio effetto Venturi	tutti gli aerosol
28165	Boccaglio bi-valvola	ampolla 28163
28166	Boccaglio	ampolla 28164, ampolla 28163
28167	Forcilla nasale	ampolla 28164, 28163
28168	Mascherina adulti***	ampolla 28164, 28163
28169	Mascherina pediatrica***	ampolla 28164, 28163
28145	Filtro 99% antibatterico idrofobico	28130/1/2/3/4/5

* Standard con Happyneb II, Hospyneb

** Standard con Happyneb I, III, Betaneb

*** Senza elastico