

AEROSOL LINEA HAPPYNEB

- 28130 AEROSOL HAPPYNEB I - membrana - 230V
 - 28132 AEROSOL HAPPYNEB II - a pistone - 230V - Fasterjet
 - 28135 AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone - 230V
- Aerosol portatili dal design innovativo per una terapia rapida ed efficace.

Disponibili 3 versioni:

A pistone (con o senza ampolla Faster-jet) o a membrana.

Qualità e design italiani.

Affidabili, pratici e veloci.

Silenziosi e senza lubrificazione.

Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e filtro da sostituire ogni 70 cicli.

Fabbricato in conformità con la norma europea EN 60601-1.

Manuali e scatola in 5 lingue.

Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo.


- 28145 FILTRO - ricambio



28135

DOTAZIONE STANDARD

	28130 HAPPYNEB I	28132 HAPPYNEB II	28135 HAPPYNEB III
Mascherina adulti:	1	1	1
Mascherina pediatrica:	-	1	1
Ampolla Fasterjet:	-	1	-
Ampolla Nebjet:	1	-	1
Boccaglio:	1	1	1
Forcella nasale:	1	1	1
Tube di connessione:	1	1	1



28132

CON AMPOLLA FASTERJET PER NEBULIZZAZIONI RAPIDISSIME

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28130 - HAPPYNEB I	28132 - HAPPYNEB II	28135 - HAPPYNEB III
Compressore:	membrana a diaframma	pistone	pistone
Tensione:	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Fusibili:	T500 mA/250V	T1,6 A / 250V	T1,6 A / 250V
Pressione d'esercizio:	0,70 bar	1,1 bar	0,90 bar
Flusso aria:	8 l/min	15 l/min	14 l/min
Dimensioni:		31x22x13 cm	
Peso:	2,3 kg	2,3 kg	2 kg
Rumorosità:	60 db	58 db	56 db
Uso temporaneo:	30/30 min on/off	uso continuo	30/30min on/off
Classe:		IIa	
Norme:		Classe II, Tipo B	
Produzione:		Italia	

AEROSOL EOLO A PISTONE

- 28097 AEROSOL EOLO - a pistone
- Innovativo, portatile, facile da usare, questo aerosol è ideale per uso domestico. Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Scocca in plastica termoisolata. Fornito con maschera per adulti e pediatrica, ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria.

Produzione Italiana.

- 28095 FILTRO - conf. 20 pz.



28097

CARATTERISTICHE TECNICHE

	28097 EOLO	28102 MISTRAL
Alimentazione	230 V - 50/60 Hz 170 VA 110 V o 60 Hz su richiesta	230 V/50 Hz - 170 V A 110 V o 60 Hz su richiesta
Pressione d'esercizio	1,1 bar	1,1 bar
Flusso d'aria	14 l/min	14 l/min
Nebulizzazione	0,4 ml/min	0,35 ml/min
Dimensioni delle particelle	< 5 µm	< 5 µm
Pressione massima:	2,5 bar	2,5 bar
Dimensioni:	22x14,5x12 cm - 1,7 kg	13x8,9x14,6 cm - 1,5 kg
Rumorosità (EN 13544-1)	55 db	60 db
Classe:	IIa	IIa
Norme:	Classe II, Tipo B	Classe II, Tipo B
Produzione:	Italia	Italia

AEROSOL MISTRAL A PISTONE

- 28102 AEROSOL MISTRAL - a pistone
- Compatto, portatile, facile da usare a casa. Ciclo di funzionamento: 20 min. on / 40 min. off. Fornito con ampolla Hi Flo, maschera per adulti e pediatrica con laccio, boccaglio, forcella nasale e 2 paia di filtri

- 28088 FILTRO - conf. da 20 pz.



28102