

DRUG READER - ANALISI TEST DROGA

Adatto nella medicina del lavoro per uno screening economico dei lavoratori


- 24570 DRUG READER con software in italiano
- 24576 TEST ANTIDROGA A BICCHIERINO - 7 droghe + antiadulteranti
- 24577 TEST ANTIDROGA A BICCHIERINO - 8 droghe + antiadulteranti
- 24578 TEST ANTIDROGA A BICCHIERINO - 8 droghe + antiadulteranti (da novembre 2014)

Semplicemente scansionando nell'apparecchio uno dei tre test, è possibile ottenerne una completa analisi sul vostro PC.

- analisi automatica dei test a lettura visuale
- sistema interno di autocontrollo qualità
- acquisizione immagini, gestione dati/esportazione, archivio risultati

- Principali benefici:
- automatico - elimina la variabilità e la soggettività nell'interpretazione dei risultati
 - preciso - garanzia del risultato rispetto ai test visuali
 - veloce - il processo di scansione richiede 15-30 secondi
 - flessibile - diversi formati/menu, peso leggero, semi-portatile, installazione semplice, compatibile con Windows

DROGA	24574	24576	24577	24578	CUT OFF NG/ML	Tempo rilevazione
MTD	•	•	•	•	300	5-7 giorni
MDMA	•	•	•	•	500	5-7 giorni
MET	•	•	•	•	500	3-5 giorni
COC	•	•	•	•	300	2-5 giorni
THC	•	•	•	•	50	-
AMP	•	•	•	•	500	2-5 giorni
MOP	•	•	•	•	300	5-7 giorni
BUP	•	•	•	•	10	5-7 giorni
BUP	•	•	•	•	5	5-7 giorni
ANTIADULTERANTI						
OX	•	•	•	•		
S.G.	•	•	•	•		
PH	•	•	•	•		
NIT	•	•	•	•		
Glut	•	•	•	•		
CRE	•	•	•	•		



TEST DROGA PROFESSIONALE

- 24546 TEST MULTIDROGHE "A BICCHIERINO" - urine

Conf. 25 test per 7 droghe

Rileva le seguenti sostanze: (MTD/MDMA)+<COC>+<AMP500>+<MET500>+<THC>+<MOP>.

Per uso professionale, in accordo con la legge del 18/9/2008

- facile da utilizzare: non occorre maneggiare campioni d'urina, inserite la chiave per iniziare il test ed ottenere i risultati in 5 min

- bicchierino urine sigillato: nessuna fuoriuscita di urina

- design evoluto: durante la reazione il campione non contaminerà il campione residuo. Lo stesso può essere spedito ad un laboratorio di analisi per ulteriori verifiche

- chiave di sicurezza separata: solo il tecnico di laboratorio può effettuare il test

Il pannello del test è ben fissato al bicchierino proteggendolo da adulterazione



Controllo temperatura

TEST MULTIDROGA A BICCHIERINO - 24546

DROGA	CUT OFF ng/ml	TEMPO RILEVAZIONE*
MOP	300	5-7 giorni
COC	300	2-5 giorni
THC	50	-
AMP	500	2-5 giorni
MDMA	500	5-7 giorni
MTD	300	5-7 giorni
MET	500	3-5 giorni

TEST DROGHE SU SALIVA



Spugnetta per prelievo saliva



- 24555 TEST MULTIDROGHE saliva

- conf. da 25 test rileva 6 tipi di droghe

Test multidroghe fornisce in 10 minuti risultati accurati per le seguenti droghe: anfetamine, cocaina, marijuana (cannabis), metanfetamine, oppiacei, fenciclidina.

Livelli di cut off conformi agli standard internazionali SAMHSA. Per uso professionale e ospedaliero.

Manuale in: GB, IT, FR, DE, ES PT.

TEST MULTIDROGA SU SALIVA - 24555

DROGA	CUT OFF ng/ml	TEMPO RILEVAZIONE
COC	20	10 min - 24 h
THC	30	fino a 14 h
AMP	50	10 min - 72 h
MET	50	10 min - 72 h
PCP	10	-
OPI	40	1 h - a diversi giorni
MTD	45	fino a 2 giorni

*L'utilizzo oltre il tempo di rilevazione non viene misurato

TEST MULTIDROGHE PER USO PROFESSIONALE

- 24540 TEST COCAINA - striscia - urine - cut off: 300 ng/ml
- 24541 TEST MARIJUANA- stris. - urine - cut off: 50 ng/ml
- 24542 TEST OPIACEI - striscia - urine - cut off: 300 ng/ml



Cod. 24540-41-42 venduti in confezioni da 50 bustine sigillate.

- 24550 TEST MULTIDROGHE 6 parametri - urine - conf. da 25
- 24551 TEST MULTIDROGHE 12 parametri - urine - conf. da 25

I test multidroghe forniscono in 10 minuti risultati accurati per le seguenti droghe: anfetamine*, cocaina*, marijuana* (cannabis), metanfetamine*, oppiacei*, fenciclidina*, barbiturici, benzodiazepine, ecstasy, morfina300, metadone, antidepressivi triciclici.

Livelli di cut off conformi agli standard SAMHSA.

Tutti i prodotti sono forniti con manuale multilingue: GB, IT, FR, ES, DE, PT.



TEST MULTIDROGA		
Droga	Cut off ng/ml	Tempo rilevaz.
MOP	24550 300	5-7 giorni
COC	300	2-5 giorni
THC	50	5-8 giorni
AMP	1000	2-5 giorni
MDMA	500	5-7 giorni
MTD	300	5-7 giorni
MET	1000	3-5 giorni
BZO	300	7-10 giorni
BAR	300	2 giorni - 4 sett.
PCP	25	-
OPI	2000	5-7 giorni
TCA	1000	-

*Droga con l'asterisco solo in 24550.