

TUBO IN SILICONE PER USO MEDICALE ESTERNO



TUBO IN SILICONE 100% per uso medicale esterno

Adatto per sterilizzazione in autoclave (135°C - 2,2-2,5 bar) e a raggi gamma. Resistente all'aria fino a 200°C.

Vulcanizzato a raggi infrarossi.

Trattato per 10 ore ad una temperatura di 200°C.

Antiaderente, evita incrostazioni e coagulazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materia prima: HTV-R-401/60 E - WACKER (D)

Colore: trasparente

Durezza: 60° ±5% Shore - DIN 53505

Densità: 1,17 g/ccm - DIN 53479A

Tensione: 10,8 N/mm² - DIN 53504 S1

Estensione: 490/530% - DIN 53504S1

Resistenza alla trazione: 34-35 N/mm - ASTM D 624 B

Elasticità: 51% - DIN 53512

Compressione set: (22h/175°C): 30-15% - DIN 53517

ISO 9002 FDA 177.2600 PHARMACOPAEA EUROPEA - US

PHARMACOPAEA XXI - DIN 58 367 - DIN 58 362 - DIN 13 098 -

BGA XV parte A - BGA XV parte B - BGA IX parte B

**Possiamo fornire tubi in silicone
in qualunque formato
(Minimo vendita 500 m - consegna in 30 giorni)**



Codice GIMA	Diametro interno x diametro esterno	Spessore in mm	Minimum vendita
25450	1x3 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25451	2x4 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25452	3x5 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25453	4x6 mm	1 mm	rotolo da 100 m
25455	6x8 mm	1 mm	rotolo da 30 m
25458	3x6 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25459	4x7 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25460	5x8 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25461	6x9 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25462	7x10 mm	1,5 mm	rotolo da 30 m
25466	4x8 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25467	5x9 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25468	6x10 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25469	8x12 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25470	10x14 mm	2 mm	rotolo da 30 m
25474	5x10 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25475	7x12 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25476	8x13 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25477	10x15 mm	2,5 mm	rotolo da 30 m
25480	6x12 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25481	7x13 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25482	8x14 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25483	9x15 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25484	10x16 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25485	12x18 mm	3 mm	rotolo da 30 m
25488	8x15 mm	3,5 mm	rotolo da 30 m
25491	10x20 mm	5 mm	rotolo da 30 m
25495	misura a richiesta		500 m

UMIDIFICATORE

Conforme alle norme europee di sicurezza: doppia tanica di sicurezza.

Design innovativo



28123

• 28123 UMIDIFICATORE PHOBOS

Perfetto contro l'aria secca presente in stanze surriscaldate.

Spegnimento automatico nel caso l'acqua scenda sotto il livello minimo.

Operazioni di pulizia semplificate.

Regolazione vapore.

Per stanze fino a 60 m³.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 3,5 litri. Autonomia: 17 ore circa

Voltaggio operativo: 230V-50/60 Hz

Fusibile di protezione

Produzione Italiana.

HUMI-ROUND

Rotazione erogatore automatica e continua a 360°



28118

• 28118 HUMI-ROUND - umidificatore ad ultrasuoni

Umidificatore ad ultrasuoni per ambiente domestico. Protegge dall'irritazione delle membrane mucose, previene secchezza di pelle, gola e labbra.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio di funzionamento: AC 220-240 V / 50 Hz

Potenza nominale: 35 W

Velocità erogazione umidità: 250 ml/h

Capacità serbatoio acqua: 3,4 l

Adatto per ambienti di: min 10, max 20 m²

Max ore di funzionamento (in continuo): 10 ore

Dimensione (confezione): cm 27,3x26,5x34,3

Peso (senza acqua): 2,9 kg

INALATORE VAPINAL

Bottiglia non inclusa

Maniglia per il trasporto

Ampolla con flusso orientabile



• 28110 INALATORE TERMALE VAPINAL

Apparecchio per inalazioni termali a domicilio. L'apparecchio attraverso uno spruzzatore sfruttante il principio Venturi, miscela il vapore sviluppato con i principi di acque termali posti all'esterno dell'apparecchio. Dotato di caldaia in acciaio, con resistenza ad alimentazione elettrica 230 V. Fornito con ampolla in polycarbonato. Produzione italiana.

• 28112 AMPOLLA VAPINAL - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 800 ml

Caldaia: acciaio inox

Valvola di sicurezza assorbimento: 600 W

Alimentazione: 230V-50 Hz

Tempo riscaldamento: 5-8 min

Tempo d'inalazione: 12-15 minuti/litro