

ASPIRATORI PROFESSIONALI MINI ASPEED EVO A BATTERIA

- 28282 ASPIRATORE MINI ASPEED EVO A BATTERIA - 1 l
- 28283 ASPIRATORE MINI ASPEED EVO A BATTERIA - 1 l per ambulanze
- 28284 ASPIRATORE MINI ASPEED EVO A BATTERIA - 2 l

Aspiratore portatile professionale ad alto flusso, funziona con batterie ricaricabili incorporate a 12V (auto) o direttamente da rete elettrica (110-230 V) durante la carica delle batterie. Autonomia 45 min. con batterie a piena carica. Produzione italiana.

- 25480 TUBO SILICONE 6 x 12 mm - rotolo da 30 m
- 28254 ADATTATORE CATETERE
- 28255 FILTRO BATTERICO 99,9% IDROFOBICO
- 28258 VASO 1 l - AUTOCLAVABILE (con coperchio)
- 28259 SACCA MONOUSO
- 28294 VASO 2 l - AUTOCLAVABILE (con coperchio)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	con batteria 12 V DC con la rete 100 ÷ 240 V 50/60 Hz - 14 VDC 4,28 A
Consumo:	max 50 W
Dimensioni:	134x378x h 263 mm
Peso:	4,7 kg (5 kg versione per ambulanze)
Capienza del vaso:	1 o 2 l
Flusso:	30 litri/min.
Livello di rumorosità:	65 db a 1 m
Cicli di funzionamento:	continuo (45 min di autonomia della batteria)
Aspirazione massima:	0 ± 85 kPa
Batteria interna:	12 VDC 4A h al pb ermetica
autonomia della batteria:	circa 45 minuti, tempo di ricarica di 6 ore
Norme:	MDD 93/42/EEC (Classe IIA - allegato IX) EN60601-1 (IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2) UNI EN ISO 10079-1/UNI CEI EN ISO 14971 Livello di protezione contro l'ingresso di liquidi: IP34d (IEC 529) Classe II - Tipo B



DOTAZIONE STANDARD

Vaso 1 o 2 l - autoclavabile con valvola di sicurezza	Cannula sterile monouso CH14
Regolatore manuale sterile monouso	Sacca monouso 1 l
2 filtri batterici idrofobici	Cavo per ricarica batterie da accendisigari
Ricarica batteria multitemperatura	Cavo di alimentazione - 2 m
Borsa a tracolla per il trasporto (solo 28283)	Lampada di cortesia
Dispositivi di sostegno per ambulanze (solo 28283)	Manuale d'uso: GB, IT, FR, DE, ES

ASPIRATORE SUPER VEGA BATTERY SU CARRELLO

- 28193 SUPER VEGA BATTERY su carrello - aspirazione 2x2 l


Aspiratore portatile di liquidi corporei: aspirazione orale, nasale e tracheale negli adulti e bambini. Per uso professionale, ha una potenza di aspirazione di max. 36 l/min. Viene fornito con vasi doppia raccolta e su una base con cinque ruote, per un facile trasporto. Le due opzioni di funzionamento (adattatore AC/DC e batteria ricaricabile) ne fanno un aspiratore versatile, approvato per il funzionamento NON-STOP senza surriscaldamento. L'allarme visivo e acustico indicano lo scarso livello della batteria, misuratore di vuoto (bar & kPa) e regolatore di vuoto.



Dimensioni/peso:	32x30xh 99 cm - 7.9 kg	Autonomia batteria:	60 minuti	Ricarica:	120-150 minuti
Alimentazione:	100-240 V - 50/60 Hz	Flusso:	36 l/minuto	Funzionamento:	120 acceso - 60 spento
Batteria interna Pb ricaricabile:	12V - 4A	Manuale utente:	GB, FR, DE, IT, ES	Produzione italiana	


CARATTERISTICHE TECNICHE

ACCESSORI PER ASPIRATORI DI OGNI MARCA



VENTOSA SILICONE - AUTOCLAVABILE


Codice GIMA	29980	Ventosa silicone Ø 60x210 mm
Codice GIMA	29981	Ventosa silicone Ø 70x210 mm



CANNULE ASPIRAZIONE IN ACCIAIO

Codice GIMA	26795	Cannula Frazier Ø 2 mm - acciaio inox
Codice GIMA	26796	Cannula Frazier Ø 3 mm - acciaio inox
Codice GIMA	26793	Cannula Frazier Ø 4 mm - acciaio inox
Codice GIMA	26794	Cannula Frazier Ø 5 mm - acciaio inox
Codice GIMA	26797	Cannula Rosen Ø 1,5 mm - acciaio inox con adattatore Luer incluso e valvola
Codice GIMA	26798	Cannula Rosen Ø 3 mm - acciaio inox con adattatore Luer incluso e valvola
Codice GIMA	26807	Cannula Novak 23 cm - acciaio inox
Codice GIMA	26799	Adattatore Luer per 26807

28247



Codice GIMA	28247	Catetere aspirazione CH 14 Ø 4,66 mm x 48 cm - verde
Codice GIMA	28248	Catetere aspirazione CH 16 Ø 5,33 mm x 48 cm - arancio
Codice GIMA	28249	Catetere aspirazione CH 18 Ø 6,0 mm x 48 cm - rosso
Codice GIMA	28250	Catetere aspirazione CH 20 Ø 6,6 mm x 48 cm - giallo



TUBI DI ASPIRAZIONE IN ACCIAIO

Codice GIMA	28262	Tubi di aspirazione in acciaio Bierer Ø 8 mm
Codice GIMA	28264	Tubi di aspirazione in acciaio Ø 12 mm Forniti con connettore removibile
Codice GIMA	28260	Set di 7 cannule di aspirazione uterina per aborto composta da: 4 cannule con foro laterale (Ø 5, 6, 8, 9 mm) 3 cannule con foro frontale (Ø 7, 10, 11 mm) e un manico

28262