

ASPIRATORI A BATTERIA

- 28243 SUPER VEGA BATTERIA - struttura in plastica - 16 l/min
- 28190 SUPER VEGA BATTERIA - struttura in plastica - 36 l/min
- 28213 CARRELLO PER SUPER VEGA
- 28242 BATTERIA PER SUPER VEGA/TOBI (28243/28240) - ricambio
- 28251 BATTERIA PER SUPER VEGA (28190) - ricambio

Progettati per il funzionamento continuo, grazie ad un sistema elettronico è possibile monitorare lo stato funzionale della batteria, ed in contemporanea utilizzare l'apparecchio a 230V, anche quando la batteria è in ricarica.

Autonomia circa: 40-45 minuti

Tempo di ricarica: 120-150 minuti


Dotato di vaso da 1 l (2 l opzionale)

infrangibile, con valvola per il controllo

sicuro del livello di liquido, per prevenire un traboccamento.



28243



Vaso 1 litro con valvola di troppo pieno

36 l/min.

CE 0476

28190

DOTAZIONE STANDARD

Vaso 1 l - autoclavabile a 120°C

Set tubi silicone

Catetere aspirazione

Filtro antibatterico

Cavo per ricarica batterie da rete

Cavo per ricarica batterie da auto

Manuale d'uso (GB, IT, FR, DE, ES)

Cavetto per caricare la batteria dalla rete



Cavetto per ricarica dalla macchina

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz AC - 12 V DC (28243)

100-240 V - 50/60 Hz (28190)

Misure: 350x210x180 mm

Peso: 4,9 kg

Aspirazione massima: -0,75 bar (563 mm/Hg)

Portata: 16 litri/min (28243) 36 litri/min (28190)

Normative: IEC 601-1 - Classe II Tipo B. Fabbricato in Italia.



30 l/min.

CE 0123

28206

- 28206 MINI ASPEED PRO BATTERIA - struttura in metallo - 30 l/min
- Dispositivo medico portatile per aspirazione chirurgica professionale, ad alto vuoto.

- può operare a 12 V di potenza (auto), con batterie ricaricabili o direttamente da rete elettrica

- il compressore a 2 cilindri assicura alte prestazioni e lunga durata

- fino a 45 min di autonomia con batterie a piena carica

- con filtro antibatterico 99% idrofobico

- dotato di recipiente autoclavabile con valvola di sicurezza, sacca monouso e borsa per il trasporto

- 25480 TUBO SILICONE 6x12 mm - rotolo da 30 m

- 28254 ADATTATORE PER CATETERE

- 28255 FILTRO ANTIBATTERICO 99% IDROFOBICO

- 28258 VASO AUTOCLAVABILE 1'000 ml (con coperchio)

- 28259 SACCA MONOUSO

Sacca monouso all'interno del recipiente sterilizzabile

CARATTERISTICHE TECNICHE MINI ASPEED

Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz - AC-14 V - DC 4,28 A

Misure: 370x110x240 mm

Peso: 4,5 kg (kit incluso)

Aspirazione massima: - 0,85 bar (28206)

Potenza aspirazione: 30 l/min (28206)

Livello di rumorosità: 65 db

Norme: MDD 93/42/CEE (classe IIa - all. IX)

IEC 60601-1, UNI ENISO 10079-1

DOTAZIONE STANDARD

Vaso 1 l - autoclavabile

con valvola di sicurezza

Tubi silicone Ø 6x12 mm

Filtro antibatterico

idrofobico

Catetere aspirazione

Ricarica batteria

Cavo per ricarica batterie da auto

Borsa per il trasporto

Manuale d'uso (GB e IT)

28258+
28259

Sacca monouso

Vaso autoclavabile

Aspiratore


Borsa per il trasporto

28259
28258

ASPIRATORI SUPER VEGA SU CARRELLO

CE 0476

Indicatore vuoto max:
600 mmHg - 0,80 bar



Manopola regolazione aspirazione

Altezza fissa 75 cm

28191

Vasi 2 l

- 28191 ASPIRATORE SUPER VEGA su carrello - 2 vasi da 2 l

- 28192 ASPIRATORE SUPER VEGA su carrello con pedale - 2 vasi da 2 l

Dotato di regolazione istantanea dell'intensità di aspirazione, indicatore di aspirazione vuotometro, tubo in gomma siliconata, 2 vasi da 2 l in policarbonato, sterilizzabile (autoclave a 120°C). Telaio in acciaio verniciato, carrello a 5 razze.

Norme: IEC 62-5 (IEC 601-1) - Classe II - tipo B.

- 28239 FILTRO ANTIBATTERICO 99% - IDROFOBICO

- 25482 TUBO IN SILICONE - 8x14 mm - rotolo da 30 m

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure: 32x30x99 cm

Peso: 6,2 kg

Alimentazione: 220-230 V - 50/60 Hz, altre su richiesta

Absorbimento: 116 VA

Vuoto max: - 0,80 bar (600 mm/Hg)

Potenza aspirazione: 40 lt aria al minuto

Uso temporaneo: 120 on - 60 off

Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) - Classe II, Tipo B CE 93/42 EEC

Manuale d'uso (GB, IT, FR, DE, ES)

Produzione Italiana.



Super Vega su carrello con un vaso monouso 28272/3 e 28274/5. Vedi pag. 135