

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO



Clinic Plus e Hospi Plus Standard



Clinic Plus e Hospi Plus con pedale e regolatore elettronico direzione flusso

Una nuova innovativa gamma di aspiratori ad alto flusso e ad alto vuoto ideali per uso ospedaliero. Le pompe a stantuffo non necessitano di lubrificazione e manutenzione. Dotate di filtro batterico al 99% idrofobico, indicatore di vuoto per il controllo dell'aspiratore e dei 2 vasi autoclavabili (2 o 4 litri) realizzati in makrolon con graduazione a 200/400 ml e doppia valvola di sicurezza. Disponibile a richiesta una linea di prodotti monouso da 2 o 3 litri. La gamma include una versione con pedale e

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | Hospi plus | Clinic plus |
|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Alimentazione: | 110 V o 230 V - 50/60 Hz | 230 V - 50/60 Hz - 110 V su richiesta |
| Massima aspirazione: | - 0,90 bar (675 mm/Hg) | - 0,90 bar (675 mm/Hg) |
| Flusso: | 90 l/minuto | 60 l/minuto |
| Potenza: | 300 VA | 230 VA |
| Norme: | CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 EEC. Produzione Italiana | CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 EEC. Produzione Italiana |



Dimensioni: 460x850x420 mm
Peso: 20 kg

regolatore direzionale di flusso, 110 e 230 V. Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con freno, consentono una perfetta mobilità. Manuale d'utenza disponibile in GB, FR, DE, IT, ES. Per ulteriori accessori vedere pag. 133, 138. Fabbricato in Italia.

| Codice GIMA | ASPIRATORI CHIRURGICI CLINIC PLUS / HOSPI PLUS | Vasi | Alimen. | Pedale | Regolatore direzione flusso |
|-------------|------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------------------------|
| 28194 | Aspiratore CLINIC PLUS | 2x2 l | 220-230 V | - | - |
| 28196 | Aspiratore CLINIC PLUS | 2x4 l | 220-230 V | - | - |
| 28198 | Aspiratore CLINIC PLUS | 2x4 l | 220-230 V | si | si |
| 28200 | Aspiratore HOSPI PLUS | 2x2 l | 220-230 V | - | - |
| 28199 | Aspiratore HOSPI PLUS | 2x2 l | 110 V | - | - |
| 28201 | Aspiratore HOSPI PLUS | 2x4 l | 220-230 V | - | - |
| 28203 | Aspiratore HOSPI PLUS | 2x2 l | 220-230 V | si | si |
| 28204 | Aspiratore HOSPI PLUS | 2x4 l | 220-230 V | si | si |

ASPIRATORE AD ALTO FLUSSO MAXI ASPEED PER USO OSPEDALIERO



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tensione operativa: | 230 V - 50-60 Hz 110-60 Hz disponibile su richiesta |
| Flusso: | 60 o 90 l/min |
| Ciclo operativo: | Continuo |
| Livello di vuoto regolabile: | 0-0,90 bar (0-90 kPa) |
| Dimensioni: | 470x580x560 mm |
| Peso: | 15 kg (60 l), 17 kg (90 l) |
| Classe MDD: | Ila |

ASPIRATORI CHIRURGICI MAXI ASPEED

Aspiratori chirurgici per aspirare le secrezioni corporee nei blocchi operatori e ospedali.

Facili da maneggiare

Dotato di 4 ruote antistatiche (2 con freni) e maniglia telescopica.

Ideato per spostamenti continui

Costruito in plastica molto resistente al caldo e con isolamento elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia di sicurezza. Il regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e direzione automatica del flusso per poter passare facilmente da un vaso all'altro. Fornito con 2 vasi in polycarbonato autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il troppo pieno), set di tubi in silicone sterilizzabili non tossici, filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d'uso multilingue (GB, FR, IT, DE, ES). Fabbricato in Italia.

| Codice GIMA | MAXI ASPEED | Vaso | Alimen. | Pedale | Reg. di direzione del flusso |
|-------------|------------------|-------|---------|--------|------------------------------|
| 28285 | Maxi Aspeed 60 l | 2x2 l | 230 V | - | si |
| 28286 | Maxi Aspeed 60 l | 2x2 l | 230 V | si | si |
| 28289 | Maxi Aspeed 90 l | 2x2 l | 230 V | - | si |
| 28291 | Maxi Aspeed 90 l | 2x4 l | 230 V | - | si |
| 28292 | Maxi Aspeed 90 l | 2x4 l | 230 V | si | si |

ACCESSORI

| | | |
|-------|-------------------------------------------------|--|
| 28294 | Vaso autoclavabile 2 l con valvola di sicurezza | |
| 28295 | Vaso autoclavabile 4 l con valvola di sicurezza | |
| 28297 | Filtro antibatterico 99% idrofobico | |
| 25482 | Tube in silicone - 8x14 mm - rotolo da 30 m | |