

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO



Ideali per uso ospedaliero, sono fabbricati in ABS. Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con bloccaggio, permettono una perfetta mobilità. Dotati di indicatore di vuoto per il controllo dell'aspirazione (1 bar), e vasi da 2 o 4 litri costruiti con makrolon autoclavabile, con graduazione a 200/400 ml, ogni vaso contiene una doppia valvola di sicurezza. Le pompe a pistone non necessitano di lubrificazione e manutenzione. Dotato di filtro antibatterico. Modello disponibile con pedale e alimentazione diversa (110 V). Manuale d'uso in GB, FR, DE, IT, ES. Produzione italiana.



Codice GIMA	TOBI CLINIC / HOSPITAL	Vasi	Alimentazione	Pedale
28231	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	-
28214	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	si
28215	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	-
28216	TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	si
28232	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	-
28202	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	220-230 V	si
28233	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	-
28234	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x4l	220-230 V	si
28235	TOBI HOSPITAL - aspiratore chirurgico	2x2l	110 V	si

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Hospital (28202-28232/3/4/5)	Clinic (28214/5/6, 28231)
Misure:	55x45xh 65 cm	46x42xh 60 cm
Peso:	20 kg	13 kg
Alimentazione:	110 V o 230 V - 50/60 Hz	110 V o 230 V - 50/60 Hz
Vuoto max:	- 0,90 bar (675 mm/Hg)	- 0,90 bar (675 mm/Hg)
Portata:	90 l/minuto	60 l/minuto
Norme:	CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE	CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE



Codice GIMA	ACCESSORI PER CLINIC/HOSPITAL, CLINIC PLUS, HOSPI PLUS	Usato con
28237	Filtro batterico 99% idrofobico	Hospital/Hospi plus
28239	Filtro batterico 99% idrofobico	Clinic/Supervega Trolley
28236	Vaso 2 l autoclavabile 121°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 2 l 28236
28227	Tappo per vasi autoclavabile 2 l + valvola	Aspiratori 2 l 28236
28228	Vaso 4 l autoclavabile 121°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 4 l 28228
28223	Tappo per vasi autoclavabili 4 l + valvola	Aspiratori 4 l 28228
28186	Vaso 2 l autoclavabile 134°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 2 l 28186
28187	Vaso 4 l autoclavabile 134°C - valvola troppo pieno	Aspiratori 4 l 28187
28272	Vaso per sacche monouso 2 l	Aspiratori 2 l 28272
28273	Sacca monouso 2 l (sacca + tappo)	Aspiratori 2 l 28272
28274	Vaso per sacche monouso 3 l	Clinic/Hospital Hospital plus 2 l 28274
28275	Sacca monouso 3 l (sacca + tappo)	Aspiratori 2 l 28274
25482	Tubo silicone 8x14 mm - rotolo da 30 m	Clinic/Hospital 25482
28253	Adattatore per collegare catetere al tubo silicone	Clinic/Hospital 28253
28276	Cateteri - vedere pag. 133	Clinic/Hospital 28253
28276	Vuotometro Ø 50 mm	Clinic/Hospital 28276
28277	Vuotometro Ø 60 mm	Clinic plus/Hospi Plus Hospital 28277
28265	Base di ricambio	Clinic plus/Hospi Plus 28265
28266	Base di ricambio	Clinic Hospital 28266
28267	Base di ricambio	Hospital 28267