



## CURETTE TIPO "KARMAN" E "BERKELEY"




Lunghezza 24 cm con connettore, 20,5 cm senza

| Codice GIMA | CURETTE TIPO "KARMAN" FLESSIBILI-MONOUSO-STERILI | Minimo vendita |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 29860       | Curette Karman N° 6 - 6 mm x 24 cm               | conf. 20 pz.   |
| 29861       | Curette Karman N° 7 - 7 mm x 24 cm               | conf. 20 pz.   |
| 29862       | Curette Karman N° 8 - 8 mm x 24 cm               | conf. 20 pz.   |
| 29863       | Curette Karman N° 9 - 9 mm x 24 cm               | conf. 20 pz.   |
| 29864       | Curette Karman N° 10 - 10 mm x 24 cm             | conf. 20 pz.   |
| 29865       | Curette Karman N° 11 - 11 mm x 24 cm             | conf. 20 pz.   |
| 29866       | Curette Karman N° 12 - 12 mm x 24 cm             | conf. 20 pz.   |



Lunghezza 20 cm con connettore, 14 cm senza

| Codice GIMA | CURETTE TIPO "BERKELEY" CURVE-RIGIDE-MONOUSO-STERILI | Minimo vendita |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 29870       | Curette Berkeley N° 7 - Ø 7 mm x 20 cm               | conf. 20 pz.   |
| 29871       | Curette Berkeley N° 8 - Ø 8 mm x 20 cm               | conf. 20 pz.   |
| 29872       | Curette Berkeley N° 9 - Ø 9 mm x 20 cm               | conf. 20 pz.   |
| 29873       | Curette Berkeley N° 10 - Ø 10 mm x 20 cm             | conf. 20 pz.   |
| 29874       | Curette Berkeley N° 11 - Ø 11 mm x 20 cm             | conf. 20 pz.   |
| 29875       | Curette Berkeley N° 12 - Ø 12 mm x 20 cm             | conf. 20 pz.   |



• **29918 SIRINGA PER ASPIRAZIONE** - unidirezionale e autobloccante  
Siringa speciale dotata di raccordo adatto all'applicazione di sonde Karman e Berkeley di varie marche in commercio, con pistone autobloccante che garantisce una maggiore sicurezza e facilità d'uso. Monouso sterile, capacità 60 ml.

minimo vendita: 10 pz.

## AMNIOSCOPIO: SET E TUBI



Per illuminare con l'amnioscopio, utilizzare la fonte di luce e i cavi a F.O. GIMA. Vedere a pagina 165

• **29970 SET AMNIOSCOPIO** - include 29971/2/3/4 e 30840  
Completo di tre tubi in acciaio con otturatore, lungo 200 mm e Ø 12, 16 e 20 mm e un innesto per collegare la fibra ottica. Tutti i tubi sono graduati in centimetri, hanno una punta arrotondata e sono sterilizzabili con qualsiasi metodo.

- 29971 TUBO AMNIOSCOPIO 12x24x200 mm
- 29972 TUBO AMNIOSCOPIO 16x24x200 mm
- 29973 TUBO AMNIOSCOPIO 20x24x200 mm
- 29975 INNESTO PORTALUCE ANGOLATO

Per illuminare l'amnioscopio, potete utilizzare la fonte di luce Gima 150 (codice 30801), l'adattatore (codice 30830), il cavo F.O. (codice 30818). Il singolo tubo necessita di un adattatore per l'innesto (codice 30840) e l'innesto (29975).

## STETOSCOPI OSTETRICA

- 32501 STETO OSTETRICA CORTO - in legno di faggio
- 32502 STETO OSTETRICA LUNGO - in legno di faggio

Questi stetoscopi sono prodotti artigianalmente in legno di faggio accuratamente selezionato e stagionato per almeno tre anni ed hanno una perfetta finitura con una speciale vernice trasparente. Confezionati singolarmente. Fabbricati in Germania.

- 32505 STETO PINARD - alluminio



CE

## ISTEROSALPINGOGRAFO



- **29780 ISTEROSALPINGOGRAFO**

Apparecchio per istero-salpingografia e per insufflazione tubarica, tipo Prof. Gunter K.F. Schultze di Berlino. Produzione tedesca.

- **29784 SIRINGA ISTERO 10 cc - LUER LOCK - ricambio**

### DOTAZIONE ISTEROSALPINGOGRAFO

Orologio istero      Siringa istero 10 cc - Luer Lock - ricambio  
Asta a cremagliera      3 coni intercambiabili (piccolo-medio-grande)

## VENTOSA IN SILICONE

- 29980 VENTOSA SILICONE Ø 60x210 mm
- 29981 VENTOSA SILICONE Ø 70x210 mm

Prodotto in silicone medicale.

CE 0434

