

SPATULE DI AYRE - IN LEGNO



A 29743

Spatula di ayre sterile in legno

29745

Codice GIMA	SPATULE DI AYRE - IN LEGNO	Lunghezza	Minimo vendita
29743	Spatula di Ayre - tipo A <i>Conf. da 500 pz. (5 scatole da 100 pz.)</i>	18 cm	500 pz.
29745	Spatula di Ayre sterile - tipo A <i>Imbustate singolarmente, confezioni da 100 pz.</i>	18 cm	100 pz.

SPATULE DI AYRE - IN PLASTICA



29748

29749

29746

Per il prelievo di cellule escocervicali e sul fornice posteriore nella procedura di screening del cancro del collo dell'utero

Codice GIMA	SPATULE DI AYRE - IN PLASTICA	Materiale	Lunghezza	Minimo vendita
29746	Spatula di Ayre <i>Confezione da 400 pz. (16 bustine da 25 pz.)</i>	PP	22 cm	400 pz.
29748	Spatula di Ayre - tipo A sterile <i>Imbustate singolarmente, confezione da 100 pz.</i>	PP	18,8 cm	100 pz.
29749	Spatula di Ayre - tipo B sterile <i>Imbustate singolarmente, confezione da 100 pz.</i>	PP	18,8 cm	100 pz.

GIMA BRUSH - FABBRICATO IN ITALIA



Confezione sterile 29742


Spazzolino Ø=6 mm

20 cm

29739-29740

- 29739 GIMA BRUSH - conici - conf. da 25 pezzi
 - 29740 GIMA BRUSH - conici - conf. da 400 pezzi
- Spazzolini per prelievi endocervicali monouso, ideali per la raccolta di campioni vaginali, endocervicali e della superficie nasale nelle analisi citologiche e microbiologiche. Non sterili. Confezionati in sacchetti minigrup da 25 pezzi, in cartone da 400.
- 29742 GIMA BRUSH - conici - STERILI - conf. da 500 pezzi
- Come il codice 29740, confezionati singolarmente in confezione sterile. Entrambi gli articoli sono fabbricati in Italia.

GIMA BRUSH - STERILI



CE 0476

29736


Speciale "sfera" per evitare escoriazioni della cervice uterina e traumi alla paziente durante la procedura

29735


20 cm

Imbustate singolarmente in confezione sterile e in conf. da 100 pezzi

- 29735 GIMA BRUSH B - sterile - conf. da 100 pz.
 - 29736 GIMA BRUSH BALL - sterile - conf. da 100 pz.
- Imbustate singolarmente in confezione sterile e in conf. da 100 pezzi



TAMPONI IN COTONE



29753

STERILE SWAB STICK


29754

29756

29750

Codice GIMA	TAMPONE DI COTONE	Materiale bastoncino	Ø Cotone	Lungh. bastoncino	Minimo vendita
29750	Tampone di cotone	Plastica	1 cm	20 cm	400 pz.
					<i>Confezione da 400 pezzi (16 bustine da 25 pezzi)</i>
29753	Tampone di cotone sterile	Plastica	0,5 cm	15 cm	100 pz.
					<i>Confezione da 100 pezzi</i>
29754	Tampone di cotone	Legno	0,5 cm	15 cm	1'000 pz.
					<i>Confezione da 1'000 pezzi (10 bustine da 100 pezzi)</i>
29756	Tampone di cotone	Legno	1 cm	15 cm	500 pz.
					<i>Confezione da 500 pezzi (10 bustine da 50 pezzi)</i>

WALLACH PAPETTE E COLLECTOR



WALLACH

29737

29738

29737

Un unico movimento rotatorio di questo strumento permette di prelevare sia cellule endocervicali che escocervicali con un minor trauma rispetto le tecniche tradizionali

Codice GIMA	PAPETTE	Materiale	Lungh. bastoncino	Minimo Vendita
29738	Wallach papette <i>Conf. in buste da 100 pz.</i>	Plastica	16 cm	100 pz.
29737	GIMA collector sterile <i>Imbustate singolarmente in confezione sterile in conf. da 100 pezzi</i>	Plastica	17 cm	100 pz.