


## KIT PAP TEST - STERILE


CE 0373



29702

PRONTO ALL'USO

- **29702 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 100 pezzi**  
Il Pap Test è un esame indolore per la rilevazione della presenza di cellule anomale nella cervice. Permette una diagnosi precoce del tumore del collo dell'utero. La configurazione funzionale del kit permette un'operatività immediata. La versione standard del kit comprende: 1 paio di guanti in lattice, 1 speculum a perno medio, 1 spatula di Ayre in legno, 1 spazzolino cervicale, 1 portavetrini e 2 vetrini sabbiati. Confezionato singolarmente in bustina sterile.




29704

CE 0476

- **29704 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 50 pezzi**  
Il kit include: 1 paio di guanti in lattice, 1 speculum a vite medio, 1 spazzolino cervicale a sfera GIMA, 1 spatula di Ayre in legno, 2 vetrini. Confezionato singolarmente in bustina sterile.

- **29703 KIT PAP TEST - sterile - conf. da 100 pezzi**  
Come il cod. 29702 ma senza speculum



29703

## LUBRIGIMA: GEL LUBRIFICANTE

- **29960 LUBRIGIMA - 250 ml**  
Per un inserimento facilitato di strumentario durante le indagini in ambito ginecologico. La particolare composizione e l'alta trasparenza del gel non altera l'immagine in caso di utilizzo di strumenti ottici. Non contiene spermicidi, non unge e non macchia. Ha un pH acido e una buona conduttività elettrica. Solubile in acqua. Grazie alla sua composizione il gel è ben assorbito dalla pelle e non causa irritazione alle mucose. Non danneggia metalli, plastiche e gomme. Fornito in dispenser da 250 ml. Latex free.

minimo vendita: 6 pz.



29960

## GEL LUBRIFICANTE

- **29957 GEL LUBRIFICANTE**  
in bustina da 5 g - conf. da 100 pz.
- **29959 GEL LUBRIFICANTE**  
tubetto da 82 g  
Gel ipoallergenico lubrificante, non irrita la pelle, è solubile nell'acqua e di facile pulizia.




29957



29959

## GYNOLIGHT


29962

Fornito con  
2 batterie da  
1,5V

- **29962 GYNOLIGHT**  
Permette l'illuminazione del canale vaginale. Si adatta sia agli speculum a vite sia a quelli a perno. Provvisto di due punti luce per un'efficace illuminazione del canale vaginale con la possibilità da parte dell'operatore di regolare la lampadina superiore. Di facile inserimento e rimozione grazie ad un agevole sistema di levette laterali. Non entra in contatto con la mucosa, è riutilizzabile ed impiega batterie commerciali. Fornito in morbido astuccio con 2 batterie da 1,5 V.

## PROCTOSCOPI

CE 0476



- **2956 PROCTOSCOPIO PEDIATRICO - conf. da 50 pz.**
- **2957 PROCTOSCOPIO ADULTI - conf. da 50 pz.**  
Prodotti in PS e confezionati singolarmente in bustina singola sterile monouso. Prodotto monouso.

mm	A	B	C	D	E
2956	90	105	81	12	14,5
2957	110,5	155	95	17,8	22