

ELETTRODI PER LOOP Ø 2,4 mm

Codice GIMA	N.	ELETTRODI PER LOOP - Ø 2,4 mm autoclavabili a 121 °C	Lungh. stelo	Ampiezza elettrodo	Profondità elettrodo
30686	50	Elettro Loop quadro	13 cm	10 mm	8 mm
30687	51	Elettro Loop	13 cm	15 mm	8 mm
30688	52	Elettro Loop	13 cm	20 mm	10 mm

ELETTRODI E MANIPOLI Ø 4 mm

Connettore di tipo Valleylab universale tripolare

30480

• 30480 MANIPOLO MB AUTOCLAVABILE Ø 4 mm - 100 volte
Manipolo autoclavabile fino a 100 volte per stelo di elettrodi di Ø 4 mm con un cavo in silicone di 3 m e un elettrodo a lama.

• 30482 ELETTRODO AD AGO Ø 4 mm

• 30483 ELETTRODO A LAMA Ø 4 mm

• 30484 ELETTRODO A PALLA Ø 4 mm

Elettrodi in acciaio inox autoclavabili 150 volte. Venduti in scatola da 5. lunghezza 5,5 cm.

ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm

Codice GIMA	N.	ELETTRODI AUTOCLAVABILI Ø 2,4 mm	N.	Codice GIMA
lunghezza 5 cm		minimo vendita: 6 pz.	lunghezza 10 cm	
30501	1	Elettrodo a filo 0,2 mm retto sottile	21	30521
30502	2	Elettrodo a filo 0,2 mm angolato 45°	22	30522
30503	3	Elettrodo ad ansa retto, ansa Ø 4	23	30523
30504	4	Elettrodo ad ansa retto, ansa Ø 8	24	30524
30505	5	Elettrodo ad uncino angolato 45°	25	30525
30506	6	Elettrodo a filo 1 mm angolato 45°	26	30526
30507	7	Elettrodo a cappio retto	27	30527
30508	8	Elettrodo a cappio angolato	28	30528
30509	9	Elettrodo a palla Ø 3 mm angolato 45°	29	30529
30510	10	Elettrodo a palla Ø 3 mm retto	30	30530
30500	SET	Set di 10 elettrodi	SET	30531
lunghezza 7 cm		minimo vendita: 10 pz.	lunghezza 15 cm	
30511	15	Elettrodo ad ago	35	30532
30512	16	Elettrodo a lama	36	30533
30513	17	Elettrodo a palla Ø 5 mm	37	30534

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17

Numerazione elettrodi lunghi 5 cm

7 cm

15 cm

Numerazione elettrodi lunghi 10 cm

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37

AUTOCLAVABILI 100 VOLTE

AUTOCLAVABILI 20 volte

ELETTRODI MONOUSO STERILI Ø 2,4 mm

Codice GIMA	N.	ELETTRODI Ø 2,4 mm minimo vendita: 24 pz	N.	Codice GIMA
lunghezza 7 cm		Elettrodo sterile	lunghezza 15 cm	
30670	13	Elettrodo ad ago	33	30674
30671	11	Elettrodo a lama	31	30675
30672	12	Elettrodo a palla Ø 4 mm	32	30676
-	-	Elettrodo sterile	lunghezza 13 cm	
-	-	Elettrodo Loop - 15x8mm	34	30678

N. 13

N. 11

N. 12

Lungh. 7 cm

Lungh. 13 cm

N. 34

N. 33

N. 32

ACCESSORISTICA PER ELETTROBISTURI: PLACCHE E CAVI

30563 Cavo

30495 Placca monouso REM adulti/pediatrica

30492 Placca monouso

30493 Placca monouso REM

30490 Placca monouso pediatrica

30494 Placca monouso adulti/pediatrica

- 30492 PLACCA MONOUSO - adulti
- 30490 PLACCA MONOUSO - pediatrica
- 30493 PLACCA MONOUSO BIPARTITICA - REM
- Placca paziente adesiva monouso in confezione singola.
- 30563 CAVO PER PLACCHE MONOUSO - 5 metri
- Con attacco jack universale Ø 6,3 mm adatto per tutti i DIATERMO GIMA e gli elettrobisturi delle maggiori marche europee.
- 30494 PLACCA MONOUSO - adulti/pediatrica
- 30495 PLACCA MONOUSO BIPARTITICA-REM - adulti/pediatrica

30563 Cavo

30575 Cavo

30574 Placca gomma rem

30566 Placca metallo

30573 Placca gomma 20x15 cm

- 30573 PLACCA IN GOMMA 20x15 cm - senza cavo
- 30574 PLACCA REM IN GOMMA 20x15 cm - senza cavo
- 30575 CAVO PER PLACCHE IN GOMMA
- 30566 PLACCA IN METALLO - senza cavo
- 30563 CAVO PER PLACCA IN METALLO - 5 m
- 30559 CAVO PER PLACCA IN METALLO - 2,5 m