

NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE

• 71602 NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE - con cavo F.O.

Il nasofaringoscopia viene fornito in una valigetta rigida comprensivo di cavo a fibre ottiche autoclavabile, adattatore per la fonte di luce GIMA. Risoluzione 7'000 pixels.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza operativa: 300 mm Diametro: 3,2 mm
Deflezione: up 140°, down 140°
Lunghezza deflezione: 20 mm
Direzione di visione: 0° Campo di visione: 70°
Messa a fuoco: 6 mm - ∞ Peso: 260 g
Produzione Tedesca

• 71610 BOCCAGLI ENDOSCOPIA - conf. 20 pz.

Bocchagli monouso in plastica - non sterili



TELELARINGOSCOPI - PRODUZIONE TEDESCA

Autoclavabili



• 71680 TELE-FARINGO-LARINGOSCOPIO - Ø 10x153 mm - 70°

• 71681 FARINGO-LARINGOSCOPIO - Ø 8x164 mm - 70°

• 71682 FARINGO-LARINGOSCOPIO - Ø 6x164 mm - 70°

- immagine ad alta definizione
- elevato rendimento di illuminazione, qualità tedesca
- due gradi differenti di ingrandimento: vista panoramica ed esame dei particolari (solo codice 71680)
- canale integrato insufflazione aria (solo codice 71680)
- distanza operativa 15 millimetri a ∞

I faringo-laringoscopi e gli endoscopi possono usare i manici di illuminazione flyer indicati sotto (con connessione diretta) oppure fonti di luce. Per l'utilizzo con le fonti di luce Gima (30801-2) è necessario il cavo F.O. (30818-30826), l'adattatore cavo-fonte di luce (30830) e l'adattatore cavo-faringo-laringoscopia (30840).

ENDOSCOPI RIGIDI ORL

Endoscopi rigidi



Codice GIMA ENDOSCOPI RIGIDI PRODUZIONE TEDESCA Indicati per applicazioni ORL ed ARTROSCOPIA

71621	Otoscopio Ø 2,7 x 34 mm - 0° - immergibile
71641	Endoscopio Ø 2,7 x 110 mm - 0° - autoclavabile
71643	Endoscopio Ø 2,7 x 110 mm - 30° - autoclavabile
71645	Endoscopio Ø 2,7 x 110 mm - 70° - autoclavabile
70012	Endoscopio Ø 2,7 x 187 mm - 0° - autoclavabile
70014	Endoscopio Ø 2,7 x 187 mm - 30° - autoclavabile
70016	Endoscopio Ø 2,7 x 187 mm - 70° - autoclavabile
71661	Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 0° - autoclavabile
71665	Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 30° - autoclavabile
71668	Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 45° - autoclavabile
71667	Endoscopio Ø 4 x 175 mm - 70° - autoclavabile

MANICI DI ILLUMINAZIONE

• 71690 MANICO DI ILLUMINAZIONE A LED LUT

Manico di illuminazione ultra-brillante a LED. Massima luminosità tramite la connessione diretta con l'endoscopio. Intensità regolabile, protezione roll-off, piccolo, maneggevole, per tutti gli endoscopi LUT. Fornito con batteria e caricatore. Prodotto in Germania, LUT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza lampadina led 20'000 lux
Temperatura di colore: 5'500 Kelvin
Durata illuminazione: circa 45 min
Intensità regolabile all'infinito
Connessione all'adattatore Storz
Batteria ricaricabile Li-Ion, 950 mAh
Tempo di carica: circa 2 ore

Dimensioni:
89x24
Peso: 90 g



• 30795 MANICO ALOGENO FLYER 2,5 V

- manico di illuminazione per endoscopi

• 30794 MANICO LED FLYER 2,5 V - luce bianca

Potente fonte di luce per endoscopi 60'000 LUX.

• 31478 LAMPADINA per 30795

Entrambi i manici flyer funzionano con 2 batterie AAA

TELECAMERA MEDICALE



72511
Con filtro
antiretina

72509 TELECAMERA COMPACT PAL C1, + SMARTBOX - SVHS

72511 TELECAMERA DIGITALE COMPACT PAL C1 - ANTI-MOIRÉ + SMARTBOX - CVBS/USB 2.0

Componenti elettroniche integrate nella testa della telecamera, (bilanciamento dei bianchi e funzione finestra), piccola smartbox come unità di connessione.

• 72708 MONITOR LCD 15" SONY LMD - 1280x760 pixel

CARATTERISTICHE TECNICHE

Uscite: 1 x S-video (Y/C)
1 x Video (CVBS)
1 x USB 2.0 (solo per 72511)
Risoluzione immagine: 470x420 (PAL)
Sensore immagine: 1/3" CCD
Connessione all'endoscopio: f=23

norme: 93/42 EWG Classe 1
EN 60601-1; BF/CE mark
Alimentazione: 100-250 VAC, 50/60 Hz, 2 VA
Dimensioni: smartbox: 80x34x170 mm
Testa della telecamera: 135x Ø 50 mm
Cavo della telecamera: 3 m

VIDEO BRONCOSCOPIO

• 72515 VIDEO BRONCOSCOPIO

Caratteristiche principali: angolazione della punta in due posizioni, un canale operativo e una valvola di aspirazione.

- CHOS chip-in-the-tip video technology (chip incorporato nella punta) che fornisce un'immagine a pieno formato

- sistema di illuminazione integrato rivoluzionario DeepVu a LED che fornisce un'illuminazione più forte.

• 28243 ASPIRATORE SUPER VEGA

(vedi a pagina 134)

DOTAZIONE STANDARD

Video broncoscopio VB 100
Controller EC100 (Plug and play)
Pinze per biopsia con ago
Pinze per biopsia senza ago
Blocco anti-morso
Spazzole per pulire
Protezione antiperdita
Cavi di connessione video
Valigetta di trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore immagine: 1/18" CMOS
Risoluzione immagine: 82'000 pixel
Ø distale e esterno: 5,9 mm
Deflezione: verso l'alto 210°
verso il basso 130°
Lunghezza operativa: 600 mm
Canale operativo: 2,2 mm
Direzione di visione: 0°
Campo visivo: 120°

