

CASCHETTO A LUCE LED

FORTE ILLUMINAZIONE

50'000 LUX a 250 mm



30885

- **30885 LAMPADA FRONTALE 3S LED - J.008.31.313** Lampada frontale 3S LED compatta ed ultra brillante, per un'illuminazione straordinaria e coassiale.
 - **50'000 Lux di luce bianca e brillante** e temperatura di colore di 5'600 Kelvin, più di due volte brillante rispetto alle lampade frontali standard a led e convenzionali.
 - **Compatta e leggera:** il design compatto assicura un'illuminazione coassiale chiara e senza ostacoli. Pesa solo 70g, ideale per uso prolungato.
 - **Flessibilità:** regolazione continua dello spot e controllo della luminosità.
 - **Ore di funzionamento:** 10 ore con mPack con batteria ricaricabile
- Batterie ricaricabili e trasformatore inclusi.
- **30886 OCCHIALI BINOCULARI HEINE 2,5X-340mm - J.000.31.370**
- **30887 OCCHIALI BINOCULARI HEINE 2,5X-420mm - J.000.31.371**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: pacco batteria ricaricabile mPack con batteria Li-Ion
 Illuminazione: 50'000 lux a una distanza di funzionamento di 250 mm
 Durata LED: 20'000 ore
 Spot luminoso: 20 mm a 130 mm diametro illuminato del campo (a 500 mm)
 Temperatura colore: 5'600°K
 Produzione Tedesca

OCCHIALI BINOCULARI HEINE



Solo 42 g

30930
30931

Occhiali regolabili individualmente



Solo 78 g

30932

Ingrandimento 4,0X: gli occhialini 4,0X forniscono l'ingrandimento ideale in molti interventi di micro-chirurgia avanzata ed applicazioni dentali offrendo un largo campo di visione di 50mm. La distanza di lavoro di 340mm è ideale per procedure dove l'utilizzatore è in posizione seduta.

Gli occhiali binoculari HEINE definiscono nuovi standard sia per le ottiche innovative sia per l'alta tecnologia dei materiali e della produzione. Un ampio range d'applicazione in molti settori: medicina generale, dermatologia, piccola e grande chirurgia, chirurgia plastica, neurochirurgia, ORL, oftalmologia, veterinaria, odontoiatria, etc. Un'accurata scelta della distanza di lavoro e del corretto angolo di visione evitano tensioni alla schiena e al collo e permettono una confortevole posizione di lavoro.

Il set contiene: ottica, S-Frame con reggi-occhialini i-View, lenti di protezione rimovibili, 2 leve sterilizzabili, cinghietta reggi montatura, liquido detergente, valigetta.



Codice GIMA	OCCHIALI HEINE	Ingrandimento	Distanza di lavoro	Codice HEINE
30930	Occhiali binoculari	2,5X	340 mm	C-000.32.355
30931	Occhiali binoculari	2,5X	420 mm	C-000.32.356
30932	Occhiali binoculari	4X	340 mm	C-000.32.431

SISTEMA MODULARE IUKO

SISTEMA MODULARE IUKO: unico per tutti gli usi

Consente di combinare diversi elementi per protezione, ingrandimento, illuminazione... Tutti gli elementi possono essere utilizzati indipendentemente o combinati con altri.

SCHERMO PROTETTIVO

TETI - 30860



- Protegge da schizzi di liquidi
- leggero e confortevole, solo 130 g
- schermo protettivo pieghevole dietro la nuca
- può essere indossato sopra gli occhiali.

OCCHIALI INGRANDENTI

DANAE - 30861



- sistema ottico con lenti di ingrandimento
- può essere indossato sopra gli occhiali
- leggero, solo 83 g
- adattabile ad ogni tipo di viso
- compatibile con TETI

PROIETTORE REGOLABILE

IRIDE 30867



- proiettore LED regolabile
- 2 diverse intensità luminose (30'000 e 50'000 lux a 25 cm, autonomia di 6 e 4 ore)
- temperatura di 6'500°K
- batteria posizionabile sulla banda frontale
- compatibile con TETI

OCCHIALINI + PROIETTORE + MASCHERA

È possibile realizzare il sistema sotto indicato combinando lo schermo protettivo (TETI) con gli occhialini+proiettore (NIKE).



30870/71

OCCHIALINI + PROIETTORE

NIKE 30870/1

Questo sistema include degli occhialini galileiani (CALLIOPE) ed il proiettore a luce LED (IRIDE)



OCCHIALINI GALILEIANI



CALLIOPE
30864/5/6

- Sistema ottico ingrandente con telescopio galileiano
- occhialini impermeabili
- compatibile con TETI

30870/1 + 30860

Codice GIMA	SISTEMA MODULARE IUKO
30860	TETI- schermo protettivo (2 schermi inclusi)
30861	DANAE- cingitesta con tre lenti (2X, 2,5X, 3X)
30864*	CALLIOPE- occhialini galileiani 3X - dentale (distanza di lavoro 35 cm)
30865*	CALLIOPE- occhialini galileiani 3X - chirurgico (distanza di lavoro 45 cm)
30866*	CALLIOPE- occhialini galileiani personalizzati: ingrandimento da 2X a 3X, distanza di lavoro da 28 a 60 cm - da specificare con l'ordine
30867*	IRIDE - proiettore luminoso - LED
30870*	NIKE- occhialini galileiani 3X (35 cm) + proiettore
30871*	NIKE- occhialini galileiani 3X (45 cm) + proiettore
30875	Set di 5 schermi protettivi - ricambio
30876	Pacco batteria - ricambio

*Fornito in una custodia con accessori