

LAMPADE INGRANDENTI A LUCE FREDDA - 3 DIOTTRIE

**SOLENORD**

Indicata per il settore dermatologico. Modello dotato di lente di ingrandimento biconvessa del diametro di 120 mm in vetro ottico. La luce fluorescente fredda consente l'utilizzazione prolungata. Il braccio a pantografo e il carrello a cinque razze permettono una migliore adattabilità. Circolina fluorescente da 230 V. Produzione Italiana.

**GIMANORD**

Lente di ingrandimento autoilluminante, a luce fredda fluorescente, 3 diottrie (0,75 X). Ideale per dermatologia, è dotata di una lente d'ingrandimento di 120 mm in vetro ottico. La luce fredda permette un uso prolungato. Schermo di protezione della luce in policarbonato. Disponibile anche con supporto a muro. Produzione Italiana.

Modelli	SOLENORD GIMANORD
Tipo di illuminazione	fluorescente
Consumo (Watt)	22
Vita lampadina (ore)	6'000
Intensità luce a 50 cm (lux)	550
Intensità luce a 1 m (lux)	275
Temperatura colore ± 5% a 1 m (K)	4.550
Diametro esterno del riflettore (Ø mm)	230
Incremento temperatura a 1 m (°C)	0
Norme SOLENORD	IEC-601-1
Norme GIMANORD	IEC-598-2-25
Marchi SOLENORD	CE 93/42
Marchi GIMANORD	CE 72/23 - CE 2006/95
Peso (kg)	7
Alimentazione - Frequenza V-Hz	230 - 50
Movimentazione braccio su piantana: min-max cm	60-180

Codice GIMA	LAMPADE INGRANDENTI
30740	SOLENORD su carrello
30741	SOLENORD da parete
30750	GIMANORD da tavolo - con morsetto
30751	GIMANORD su carrello
RICAMBI	
30767	Circolina fluorescente - 22W
30771	Copertura in plexiglass
30769	Carrello (A)
30774	Connettore da parete (B)
30775	Connettore da rotaia (C)
30776	Connettore da tavolo (D)



LAMPADE INGRANDENTI A LED - LENTE A 5 DIOTTRIE

• 30737 LAMPADA INGRANDENTE A LED

Lampada a LED, di concezione intelligente con luce fredda e ingrandimento di 5 diottrie. La sua base con 5 rotelle e il suo braccio articolato consentono uno spostamento facile. Manuale in: GB, FR, IT, ES, PT, DE

MIMSAL

CE 93/42

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tipo illuminazione: LED
Diottrie: 5
Lenti: Ø 12.7 cm
Tensione operativa: 230 V - 50 Hz
Classe II
Sicurezza elettrica: UNI EN 60601-1 (1990)
Compatibilità elettromagnetica: EN 60601-1-2 (1993)



Altezza 50 +
50 (braccio) +
95 cm (base)


30737

• 30736 LAMPADA INGRANDENTE DERMALED

Lampada a LED con luce fredda, lente d'ingrandimento 5 diottrie e regolazione della luminosità. Disponibile con carrello molto stabile con 5 rotelle e un braccio articolato per facilitare i movimenti e il fissaggio della lampada. Indicato per la dermatologia e i trattamenti estetici. Fabbricata in Cina.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tipo illuminazione: LED
Tensione: 8 W
Diottrie: 5
Tensione operativa: 100-240 V - 50/60 Hz
Peso lordo/netto: 10-12 kg



30736

