

VIDEOTOSCOPIO MD SCOPE

VIDEOTOSCOPIO MD SCOPE

Visualizzazione istantanea

Un'immagine chiara e nitida può essere acquisita e visualizzata subito sullo schermo integrato. Basta premere un bottone e aspettare 3 secondi.

Interazione in tempo reale

L'immagine medica può essere catturata e condivisa immediatamente con i pazienti. Una vera interazione tra professionisti della salute e pazienti.

Cartelle cliniche elettroniche

L'immagine medica è generata automaticamente a supporto di molti sistemi d'informazione autonomi. Basta connettere il cavo nell'uscita video per caricare l'immagine.



32160



32162

• 32160 MD SCOPE ELITE

Videotoscopio con

- 1 sonda 45 mm Ø 5,2 mm
- un cavo video RCA
- 24 speculum monouso
- 2 batterie alcaline AA

• 32161 MD SCOPE DELUXE - 2 sonde

• 32162 MD SCOPE DELUXE - 4 sonde

Videotoscopio con

- 2 sonde: 45 (Ø 5,2 mm)/150 (32161)
- 4 sonde: 45 (Ø 5,2 mm)/75/150/300 mm (32162)
- chiavetta USB
- set di cavi: USB e RCA ed adattatore (32176)
- 24 speculum monouso
- 2 batterie alcaline AA

Versione veterinaria a pag. 316


Diverse sonde staccabili sono disponibili in funzione del tipo di esame richiesto



32165 32167 32168 32169

Una porta video permette di visualizzare l'immagine simultaneamente sul monitor/TV o di scaricarla su Mac/PC

Adattatore immagine



Display LCD a colori 2,4"

Porta video

Dimensioni: 8x20 cm

Funzione di fermo immagine

Leggero: 218 g

Durata batteria: 4 ore

CE
FDA
US pat. n° 8206290



32175

Codice GIMA	ACCESSORI MD SCOPE
32165	Sonda 45 x Ø 5,2 mm
32166	Sonda 45 x Ø 4,2 mm
32167	Sonda lunga 75 x Ø 5,2 mm
32168	Sonda flessibile 150 x Ø 5,2 mm
32169	Sonda lunga flessibile 300 x Ø 5,2 mm
32172	Speculum rigido monouso Ø 5,2 mm per 32165 - conf. da 250 pz.
32173	Speculum riutilizzabile in silicone Ø 4,2 mm per 32166 - conf. da 24 pz.
32175	Base per videotoscopio
32176	Set cavi (Cavo USB e RCA + adattatore)

VIDEOTOSCOPIO PORTATILE USB + SOFTWARE

• 72560 VIDEOTOSCOPIO + SOFTWARE

Videotoscopio USB portatile e tascabile.

Semplicemente premendo un bottone posto sull'apparecchio è possibile memorizzare fotografie e video in formato jpg, bpm o avi. Manuale multilingue: GB, IT, ES, FR, DE.

• 72570 SPECULUM DI RICAMBIO KLEENSPEC® Ø 3 mm - conf. da 100 pz. (4 pacchetti da 25 pezzi)

• 72571 SPECULUM DI RICAMBIO KLEENSPEC® Ø 4 mm - conf. da 100 pz. (4 pacchetti da 25 pezzi)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione:	1.3 M pixel
Ingrandimento variabile:	55-90 X In base al prodotto a cui è annesso
Illuminazione:	8 LED bianchi (On/Off controllato dal software)
Frame rate:	fino a 30 fps; a 1.3 M Pixel
Interfaccia:	USB (PC) 2.0
Polarized:	On/Off
DinoCapture Software multilingue incluso (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE, arabo, cinese, rumeno, polacco, giapponese, svedese, tai)	
Misura: 10x Ø 3,2 cm - Peso: 95 g	



72560

Fornito con 150 speculum: 50 ciascuno, misure Ø 3mm, Ø 4mm, Ø 5mm

CE 0068

REQUISITI RICHIESTI

Compatibile con Windows 2000/XP, Vista, Win7 e MAC X (10.4 o successivi)
256MB RAM
Drive CD-ROM
Porta USB 2.0

Dino-Lite
Digital Microscope
Medical Division