



31527

In plastica rinforzata, leggeri e resistenti



31525

FIBRA OTTICA O LED

SIGMA: SET DIAGNOSTICI A FIBRA OTTICA

Gli otoscopi ed oftalmoscopi SIGMA sono piccoli strumenti diagnostici di alta qualità pensati per l'utilizzo professionale in ORL e oftalmologia.

Forniti in valigette di plastica rigida o in astuccio (31524) con 14 speculum monouso (7 x Ø 2,5 mm, 7 x Ø 4 mm).

- 31524 OTOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5 V - astuccio
- 31525 OTOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5V - valigetta
- 31526 OTOSCOPIO SIGMA F.O. - luce LED - 60'000 LUX - vita stimata lampadina 70'000 ore - valigetta

Otoscopio prodotto con materiali di alta qualità. La durata della batteria con lampadina a LED (31526) è 6 volte più lunga rispetto ad una lampadina tradizionale. Sistema di illuminazione a fibre ottiche con tecnologia XHL Xenon O LED.

Fornito di lenti di ingrandimento 3x mobile ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica. Connettore pneumatico (cod. 31532) e pompetta per insufflazione (cod. 31500) possono essere ordinati separatamente.

- 31527 OFTALMOSCOPIO SIGMA F.O. 2,5V

Oftalmoscopio di qualità eccellente con 5 differenti aperture per tutte le tipologie di esami.

Spot grande: per fondoscopia normale

Spot piccolo e semicerchio per ridurre i riflessi con pupille piccole

Stellina di fissazione: per la determinazione della fissazione centrale o paracentrale

particolarmente adatta agli esami pediatrici

Filtro verde: per aumentare il contrasto durante

l'accertamento di lievi patologie vascolari

Tecnologia alogena XHL Xenon.

Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente ed un'immagine brillante.

La sua ottica di grande qualità e il suo formato mini ne fanno lo strumento ideale per le visite a domicilio.

- Range di correzione da -20 D a +20 D

- 31528 SET OTO-OFTALMO SIGMA F.O.

- 34485 LAMPADINA ALOGENA OTO - 2,5V - xenon

- 31531 LAMPADINA ALOGENA OFTALMO - 2,5V - xenon

- 31532 CONNETTORE PNEUMATICO

- 31500 POMPETTA PER INSUFFLAZIONE



31524



Range di correzione da -20D a +20D

+	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20



31525



31527



31528

RETINOSCOPIO HEINE BETA® 200

- 31745 RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2,5V - C-034.10.118

Con parastop (brev. US 5,859,687): per una selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli e per una facile individuazione del punto di neutralizzazione

- Tenuta ermetica: elimina la manutenzione

- Un solo comando per convergenza e rotazione:

di facile utilizzo con il solo pollice

- Filtro polarizzatore integrato: elimina luci interne e luci parassite

- Uno strumento sia per retinoscopia a fessura che a spot, è sufficiente cambiare la lampadina

- Tecnologia alogena XHL Xenon: luce bianca e chiara: nitido riflesso retinico

- Forma ergonomica: si adatta alla cavità orbitale proteggendo da luci laterali l'occhio dell'osservatore.



GARANTITO 5 ANNI

