

SET OTO-OFTALMOSCOPI F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5 V

Set diagnostici professionali con sistema di illuminazione alogeno/xenon a fibra ottica da 3,5 V, reostato per regolare l'intensità della luce. Alimentato con batterie Li-ion ricaricabili. Tutti i prodotti sono in plastica rinforzata resistente all'urto e sistema di blocco per l'uso ospedaliero.

Fornito in valigetta di plastica rigida, necessita di una batteria ricaricabile (31541) Li-ion e un caricabatterie (31542).

- 31535 OTOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5V
- 31536 OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5V
- 31538 OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5V
- 31539 SET DIAGNOSTICO F.O. XENON VISIO 2000 - 3,5V



28 lenti con codice colore per una perfetta esamezione (VERDE per +, ROSSO per -)

- 31428 LAMPADINA OFTALMOSCOPIO - ricambio
- 31544 LAMPADINA OTOSCOPIO - ricambio
- 31541 BATTERIA RICARICABILE LI-ION
- 31542 BASE DI RICARICA ZOOM - ricambio



31542



Lente orientabile con ingrandimento 3X per un'immagine chiara e senza riflessi



Illuminazione a f.o. distale con luce LED molto brillante

Sistema di bloccaggio semplice e resistente nel tempo

Reostato

31535

6 aperture selezionabili per:
apertura micropot
piccola
grande
stellina
di fissazione
fessura
con filtro verde

Luce molto brillante allo xenon

31536



31535



31536



31538



31539

Set otoscopio xenon F.O. 3,5 V

Testina otoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 mm), un tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm) in una valigia rigida

Set oftalmoscopio xenon F.O. 3,5 V

Testina oftalmoscopio F.O., manico batteria con attacco a baionetta, lampadina di ricambio, in una valigia rigida.

Set oto/oftalmoscopio xenon F.O. 3,5 V

Testine otoscopio e oftalmoscopio F.O., due manici batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O., 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 mm), tubetto di 14 speculum monouso (2,5 e 4,0 mm), lampadine di ricambio per oto e oftalmoscopio in una valigia rigida.

Set diagnostico ORL xenon F.O. 3,5 V

Testine otoscopio e oftalmoscopio F.O., due manici batteria con attacco a baionetta, illuminatore nasale con luce F.O., illuminatore curvo con lampadina allogena, specchio 20,0 mm, un abbassalingua in plastica, 1 set di 5 speculum riutilizzabili (2,5, 3,5, 4,5, 5,5 e 9,0 mm), un tubetto di 14 speculum riutilizzabili (2,5 e 4,5 mm), lampadine di ricambio per oto e oftalmoscopio in una valigia rigida.

STAZIONE DIAGNOSTICA A MURO GIMA VISIO 2000 - 3,5 V

- 31545 STAZIONE DIAGNOSTICA A MURO GIMA - 3,5 V

Ottima soluzione per l'uso quotidiano in clinica e ospedale. L'unità è dotata di un alimentatore centralizzato che permette di eliminare l'uso delle batterie normali o ricaricabili. La stazione a muro è munita di due manici, uno con otoscopio Visio 2000 a xenon e l'altro con oftalmoscopio Visio 2000 a xenon.

Caratteristiche principali:

- accensione/spengimento automatico dei manici: lo strumento si spegne automaticamente quando si ripone il manico nella base
 - manico ergonomico anti-scivolo
 - manico dotato di un meccanismo di controllo della luminosità per varie regolazioni
 - cavo a spirale che permette di lavorare a 3 metri di distanza
- Per gli speculum monouso per orecchio vedi a pagina 190.



31545

Alimentazione:
115-230 V
50-60 Hz