

OTOSCOPI GIMA: LINEA PARKER

OTOSCOPI VETERINARIA
PAG 316



31442



lente ingrandimento 3X

Sistema di collegamento a vite

31440



CE

Stampate qui il vostro nome (minimo 100 pz.)

31437

31436

31435

SISTEMA DI COLLEGAMENTO A BAIONETTA

OTOSCOPI PARKER

- strumenti di alta qualità, affidabili ed indistruttibili
- indispensabili per la diagnosi di naso, orecchie e gola
- lampadina 2,5 V tedesca, regolabile con reostato
- lente di qualità a 3 ingrandimenti, removibile
- disponibili modelli con attacco a baionetta o a vite
- ideale per il test della membrana timpanica (pompetta opzionale)
- forniti con 3 speculum autoclavabili e borsetta in similpelle in colore coordinato, tutti privi di lattice
- funzionano con due batterie tipo C (non incluse). Il codice 31441 anche con batteria ricaricabile.




31542

Codice GIMA	OTOSCOPI PARKER	Sistema di chiusura	Speculum
31435	Parker color - verde	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31436	Parker color - blu	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31437	Parker color - giallo	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31440	Parker - nero	Vite	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31441	Parker con manico ricaricabile	Baionetta	Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm
31442	Parker veterinaria - nero	Vite	Ø 4, 5, 7 mm
31449	Lampadina ricambio 2,5V per otoscopi parker		31435-6-7,31440-1-2
31542	Base di ricarica per 31441		
34479	Batteria ricaricabile 2,5V/3000 mAh		

SET DIAGNOSTICI PARKER

- **31471 SET DIAGNOSTICO PARKER - ALOGENO**
Viene fornito in un leggero e robusto astuccio in plastica contenente: l'otoscopio Parker 2,5V, 3 speculum per orecchio autoclavabili, 2 specchietti laringe (misura 3 e 4), supporto per la lampadina, una spatola per lingua, un supporto per abbassalingua monouso, speculum nasale regolabile.
- **31473 SET DIAGNOSTICO PARKER - GRANDE**
Come cod. 31471 con l'aggiunta di una testa oftalmoscopio, di un supporto per abbassalingua monouso e due tubi di speculum auricolari monouso
- **31446 LAMPADINA OFTALMO**
- **31449 LAMPADINA OTOSCOPIO 2,5V**
- **32203 BATTERIE ALCALINE "C" - blister 2 pz.**
- **34479 BATTERIA RICARICABILE 2,5V/3.000 mAh - necessita di 31542**



Speculum nasale

Spatula abbassalingua

Otoscopio

31471



Oftalmoscopio

CE

Abbassalingua

Speculum nasale

Speculum riutilizzabili

Supporto per specchi laringe

Supporto per abbassalingua

Otoscopio

31473

Speculum monouso

Specchietti laringe

Il manico funziona con due batterie tipo C o con batteria ricaricabile

SET LUCCIOLA-OTOSCOPIO

- **31300 SET COMBI**
Pratico kit composto da una lucciola (nostro modello Spirit, in ottone cromato) e testa otoscopio con 3 speculum auricolari di misure differenti. Sulla lucciola è stampata una scala di riferimento delle pupille.
Nel set sono incluse anche due batterie AAA
- **32200 BATTERIE ALCALINE "AAA" - blister 4 pz.**



CE

31300