

OTOSCOPI ED OFTALMOSCOPI XENON ALOGENI



Manico da utilizzare con due batterie tipo C o con batteria ricaricabile (34479)

31475

- **31475 OTOSCOPIO ALOGENO PARKER**
Come otoscopi Parker cod. 31440 ma con lampadina alogena 2,5 V ed attacco a baionetta. Fornito con 3 speculum autoclavabili e borsetta in morbida simil pelle. Latex free. 2 batterie C non incluse.
- **31474 OTOSCOPIO ALOGENO PARKER OPERATIVO**
Come cod. 31475 ma con testa aperta, operativa. Latex free.
- **31476 OFTALMOSCOPIO ALOGENO PARKER**
Oftalmoscopio a luce alogena 2,5 V a garanzia della migliore qualità dell'immagine. 24 lenti da -25 a +40 diottrie. Asta protettiva in gomma. Fornito in borsa di nylon semi-rigida. Latex free.
- **31477 SET OTO-OFTALMOSCOPIO ALOGENO**
Set diagnostico comprendente un manico con attacco a baionetta, una testa otoscopio alogena ed una testa oftalmoscopio alogena, confezionati in una valigetta semirigida. Latex free.
- **31478 LAMPADINA XENON ALOGENA PER OTOSCOPIO 2,5 V**
- **31479 LAMPADINA XENON ALOGENA PER OFTALMOSCOPIO 2,5 V**
- **34479 BATTERIA RICARICABILE NimH 2,5V/3.000 mAh**
- **31542 BASE DI RICARICA**
- **32203 BATTERIE ALKALINE "C" - blister 2 pz.**




Fornito in borsetta di nylon semirigido

31476



31474



31477

Tutti i prodotti sono latex free

+	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 40
-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25

SET DIAGNOSTICI XENON-ALOGENI - IN ASTUCCIO RIGIDO

- **31480 SET DIAGNOSTICO "XENON-ALOGENO" - 3,5 V**
- **31482 SET DIAGNOSTICO OPERATIVO "XENON-ALOGENO" - 3,5 V**
Entrambi i set diagnostici sono forniti in un astuccio rigido contenente: un manico ricaricabile, una testa otoscopio (operativa per cod. 31482) una testa oftalmoscopio, 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5, 2 specchi laringe (misura 3 e 4), uno speculum nasale regolabile, spatula abbassalingua e lampada a gomito. Da usare con 31541+31542
- **34542 BASE DI RICARICA**
- **34541 BATTERIE RICARICABILI 3,5V/1300 mAh**



Testa otoscopio operativo




31542

- **31427 LAMPADINA XENON-ALOGENO OTOSCOPIO 3,5 V**
- **31428 LAMPADINA XENON-ALOGENO OFTALMOSCOPIO 3,5 V**



31480


OTOSCOPI XENON-ALOGENI A FIBRE OTTICHE



Adattatore per insufflazione

- **31520 OTOSCOPIO F.O. GIMALUX - nero**
- **31521 OTOSCOPIO F.O. GIMALUX - blu**
- **31522 OTOSCOPIO F.O. GIMALUX - verde**

Otoscopio professionale in plastica, leggero e resistente, dotato di sistema di illuminazione alogeno a fibre ottiche. Fornito di lente di ingrandimento 3X mobile ed uscita per test pneumatico della membrana timpanica. Confezionato in astuccio nylon e scatola in cartone con 7 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm. Minispeculum pag. 190 latex free.



Sistema a fibre ottiche



31521

31522

31520



- **34485 LAMPADINA XENON ALOGENA 2,5 V**
I vecchi modelli con adattatore cromato per insufflazione necessitano della lampadina sottostante
- **31478 LAMPADINA XENON ALOGENA 2,5 V PER OTOSCOPIO**