

SPECULUM MONOUSO PER OTOSCOPI TRADIZIONALI

Codice GIMA	SPECULUM MONOUSO PER OTOSCOPI DI VARIE MARCHE	Colore	Utilizzabili con	Minimo vendita
31313	Speculum monouso Ø 2,5 mm - neri	■	} Gowlands (con connettore 31316) e Riester (alcuni modelli) Gowlands	conf. da 200 pz. conf. da 200 pz.
31315	Speculum monouso Ø 4 mm - neri	■		
31316	Connettore per 31313-31315	■		
31504	Speculum monouso Ø 2,5 mm	■	} Heine Beta 100, K100 e Eurolight, Kawe C10, C30, Combilight C10	conf. da 1'000 pz. (20 conf. da 50) conf. da 1'000 pz. (20 conf. da 50)
31505	Speculum monouso Ø 4 mm	■		
31506	Speculum monouso Ø 2,5 mm	■	} Riester: Ri-star	conf. da 250 pz. conf. da 250 pz.
31507	Speculum monouso Ø 4 mm	■		
31508	Speculum monouso Ø 2,5 mm	■	} Welch Allyn: Pocket-pro - Pocket scope Serie 200, 250	conf. da 250 pz. conf. da 250 pz.
31509	Speculum monouso Ø 4 mm	■		

 31316  31313	Adatto per RIESTER GOWLANDS  31315	Adatto per HEINE  31504-31505	Adatto per RIESTER  31506  31507	Adatto per WELCH-ALLYN  31508  31509
---	---	--	--	---

SPECULUM MONOUSO WELCH-ALLYN KLEENSPEC

Codice GIMA	Speculum auricolare WELCH-ALLYN KLEENSPEC	Colori	Da usare con	Minimo vendita	WelchAllyn
72570	Speculum auricolare Kleenspec Ø 3 mm	■	} Welch-Allyn 20100, 20200 20202, 21600, 21700	Conf. da 100 (4 sacchetti da 25 pz.)	 72570
72571	Speculum auricolare Kleenspec Ø 4 mm	■		Conf. da 100 (4 sacchetti da 25 pz.)	
32105	Speculum auricolare Kleenspec Ø 2,75 mm	■	} Welch-Allyn Macroview	Conf. da 850 pz.	 72571
32106	Speculum auricolare Kleenspec Ø 4,25 mm	■		Conf. da 850 pz.	

BATTERIE ALCALINE, AL LITIO E PER ACUSTICA

 32200	 32201	 32203	 32202	 32211	 32221	 32220
PER USO GENERICO				PER ELETTRONICA	PER ACUSTICA	

Codice GIMA	BATTERIE ALCALINE VARTA "HIGH ENERGY"	Tipo	Blister	Minimo vendita
32200	Varta ministilo H.E. - alcaline	AAA	4 pz.	10 blister
32201	Varta stilo H.E. - alcaline	AA	4 pz.	20 blister
32203	Varta mezza torcia H.E. - alcaline	C	2 pz.	10 blister
32204	Varta torcia H.E. - alcaline	D	2 pz.	10 blister
32205	Varta 9V H.E. - alcaline	9V	1 pz.	10 blister

Codice GIMA	BATTERIE ALCALINE RAYOVAC - BULK	Tipo	Box	Minimo vendita
32202	Rayovac Stilo - alcaline	AA	24 pz.	2 conf.

Codice GIMA	BATTERIE VARTA LITIO- BUTTON	Blister	Minimo vendita
32210	Varta 2016 - al litio a bottone	1 pz.	10 blister
32211	Varta 2025 - al litio a bottone	1 pz.	10 blister
32212	Varta 2032 - al litio a bottone	1 pz.	10 blister

Codice GIMA	BATTERIE RAYOVAC ZINC-AIR "ACUSTICA" - senza mercurio	Blister	Minimo vendita
32220	Rayovac 675 - zinco aria - acustica	6 pz.	10 blister
32221	Rayovac 13 - zinco aria - acustica	6 pz.	10 blister
32222	Rayovac 312 - zinco aria - acustica	6 pz.	10 blister
32223	Rayovac 10 - zinco aria - acustica	6 pz.	10 blister

BATTERIE RICARICABILI E SISTEMI DI RICARICA

Codice GIMA	BATTERIE RICARICABILI VARTA POWER PLAY	Tipo	Blister	Minimo vendita
32235	Varta ministilo - 1'000 mAh	AAA	2 pz.	10 blister
32236	Varta stilo - 2'400 mAh	AA	4 pz.	20 blister

Codice GIMA	RICARICHE PER DIVERSE MARCHE	Alimentazione	Misure mm	Peso g	Utilizzabile con:	Tempo di ricarica	Fornito con:	adattatore 12V+USB
32241	Ricarica universale	100 - 240 V	180x240x87	403	AAA, AA, C, D, 9C	5 h	-	no
32242	Ricarica LCD	110 - 240 V	120x230x75	359	AAA, AA	2-4 h	4AA	yes

 32236	 32242	 32241
---	---	---