

MASCHERINE A FILTRAZIONE FFP1, FFP2, FFP3



Mascherine respiratorie per la protezione contro particelle volatili solide (non oleose) e liquide (sostanze oleose). Fornite con valvola d'esalazione (escluso 25665). Il doppio elastico con asola consente alla maschera di essere riposta sul collo quando non viene utilizzata. Nasello regolabile in alluminio con saldature ad alta resistenza. Rivestimento

interno del nasello in schiuma di polietilene. La maschera presenta una speciale conformazione che è in grado di ridurre le difficoltà respiratorie e agevolare il dialogo. Il design innovativo consente un'eccellente aerazione. Peso contenuto. Conformi allo standard CE-EN 149:2001.

Codice GIMA	MASCHERINE FFP	Minimo vendita
25666	Mascherina a filtrazione - FFP1 - con valvola	conf. da 20
25665	Mascherina a filtrazione - FFP2	conf. da 20
25670	Mascherina a filtrazione - FFP2 - con valvola	conf. da 10
25671	Mascherina a filtrazione - FFP3 - con valvola	conf. da 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				
	25666	25665	25670	25671
Protezione:	FFP1	FFP2	FFP2	FFP3
Minima efficienza filtraggio:	78%	92%	92%	98%
Limite di esposizione fino a:	4xTLV	12xTLV	12xTLV	50xTLV
Valvola:	si	no	si	si
Regolabile verticalmente:	si	si	si	si

MATERIALI	
Filtro: tessuto in polipropilene	Elastici: latex-free
Valvola: in plastica rigida (esclusa 25665)	
Membrana della valvola: gomma sintetica (esclusa 25665)	
Nasello: in alluminio regolabile	Cuscinetto nasello: schiuma polietilene (PE)

NORME: CEI EN 149: 2001
AC 538100 05-06-2008

SALVIETTINE POLITENATE

Salviette ripiegate pretrattate, composte da 2 strati in pura cellulosa parzialmente laminata da uno strato di polietilene. La speciale costituzione del materiale consente alta assorbenza e resistenza all'acqua, così da assicurare un notevole comfort per il paziente. Produzione italiana.

Codice GIMA	SALVIETTINE POLITENATE - confezioni da 500 pz.
25230	Salviette 33x45 cm - colore verdino
25231	Salviette 33x45 cm - colore celeste
25232	Salviette 33x45 cm - colore rosa
25233	Salviette 33x45 cm - colore bianco
25240	Dispenser in plastica
25239	Catenella

ALTRI COLORI E MISURE DISPONIBILI PER QUANTITATIVI PARTICOLARI




MASCHERINA 3M™ 1826



• 25545 MASCHERINA CHIRURGICA STANDARD 1826 - conf. da 50 pezzi
Mascherina chirurgica a tre strati per la protezione del paziente. Tre strati: 2 esterni in tnt e 1 interno con alta capacità filtrante. Ha un potere filtrante > 98% ed è classificato prodotto di tipo II, conforme alla UNI EN 14683:2006.

MASCHERINA MODELLATA 3M™



• 25546 MASCHERINA CHIRURGICA ASEPTEX™ 1800 - conf. da 50 pezzi
Mascherina chirurgica modellata resistente ai fluidi, leggera e morbida. Banda elastica singola per indossarla e toglierla più facilmente. Minimizza la contaminazione del paziente da esalazione di microrganismi. Potere filtrante 96,3% (test di Green & Wesley).