

KIT ORL STERILI

CE 0476

• 31456 KIT A ORL STERILE - confezione da 25 kit


Kit sterile che include uno speculum nasale, un abbassalingua e due speculum auricolari (uno da adulti e uno pediatrico) il tutto in plastica. Ogni kit è confezionato in una busta sterile.



31456

• 31457 KIT B ORL STERILE - confezione da 10 kit

Kit sterile che include uno speculum nasale, un abbassalingua e due speculum auricolari, due specchietti laringei, una pinzetta il tutto in plastica, sei tamponi e una salvietta. Confezionato in una vaschetta in plastica sterile.



31457

CURETTE AURICOLARI GIMA

• 31470 CURETTE AURICOLARI GIMA - confezione da 10 pz.

Curette doppio uso: un lato a forma di cucchiaino, l'altro a forma di anello. Ogni currette è confezionata in un sacchetto individuale.

31470



CE

Lato anello
Lato cucchiaino

CURETTE AURICOLARI BIONIX



FLEXLOOP:

Ansa da 4 mm per procedure di pulizia normali, molto flessibile e poco traumatica.




MICROLOOP:

Perfetto per cerume impattato, grazie alla sua costituzione più rigida, testa da 3 mm



INFANT SCOOP:

Ideale per orecchie piccole, può essere utilizzato attraverso un otoscopio, testa arrotondata da 2 mm.



CERASPOON:

Appositamente studiato per cerume viscoso, quando si richiede uno strumento con testa larga 4 mm

Sistema completo di gestione del cerume

- 31462 FLEXLOOP - bianco - conf. da 50 pz.
- 31464 INFANTSCOOP - azzurro - conf. da 50 pz.
- 31460 MICROLOOP - verde - conf. da 50 pz.
- 31467 CERASPOON - giallo - conf. da 50 pz.

CE


FDA

La nostra gamma di curette è la soluzione più efficiente, economica e sicura per rimuovere il cerume - per orecchie di qualsiasi dimensione o consistenza della massa di cerume. **Comfort paziente:** le curette in metallo sono fredde, rigide ed affilate. Le curette BIONIX con estremità arrotondate in plastica riducono i traumi e i rischi di lacerazione. **Latex free.** **Efficacia:** le curette BIONIX presentano un'efficacia doppia rispetto ai presidi in metallo in quasi ogni situazione e la loro struttura in polipropilene le rende virtualmente indistruttibili. **Monouso:** le curette non richiedono costosi e lenti processi di sterilizzazione ed eliminano il rischio di contaminazione.



SPECULUM NASALE

CE



31469



31469

L'uso dello speculum d'acciaio inossidabile può essere un'esperienza traumatica per il paziente. Con questo strumento potete combinare il massimo comfort per il paziente, con l'efficacia di un trattamento professionale.

• 31469 SPECULUM NASALE MONOUSO - conf. da 48 pz.

Ultimissimo speculum nasale in plastica con manico, consente una facile visione della cavità nasale e l'estrazione di corpi estranei. Aiuta la cauterizzazione in caso di sanguinamento. Latex free.

CURETTE ILLUMINATE BIONIX

• 31455 KIT DEMO CURETTE AUTOILLUMINANTI

8 diverse curette illuminanti (vedi modelli sotto) + illuminatore a LED + lente + pinzette luminose per corpi estranei (31458) + 3 curette rotanti a 90° illuminanti (31459)

BIONIX MEDICAL TECHNOLOGIE

CE FDA

MicroLoop®
Ø 3 mmFlexLoop®
Ø 4 mmInfantScoop®
Ø 2 mmAngleLoop®
Ø 4 mmWaveCurette™
Ø 2,5 mmVersaLoop®
estremità 3 mmCeraSpoon®
Larg. Estremità 4 mmCeraPik™
estremità concava di
2,5 mm perfetta per il
cerume impattato
e per i corpi estranei

31458

Pinzetta luminosa
per rimozione
dei corpi estranei

31459


Curette luminosa
con estremità di 3
mm rotante a 90°

- 31461 KIT MICROLOOP
- 31463 KIT FLEXLOOP
- 31465 KIT INFANT SCOOP
- 31466 KIT ANGLELOOP

Ogni kit è composto da 50 curette + illuminatore a LED + lente

- 31458 KIT PINZETTE ILLUMINATE - scatola da 10 pinzette rimozione corpi estranei + lente + illuminatore a LED
- 31459 CURETTE ARTICOLATE ILLUMINATE - scatola da 25 curette con estremità rotante a 90° + lente + illuminatore a LED

L'estremità ha un raggio di movimento a 90° per facilitare la rimozione del cerume dalla tuba uditiva.



MEDICAL
DESIGN
EXCELLENCE
AWARDS®
2005 WINNER

BIONIX MEDICAL TECHNOLOGIE