

MARTELLI NEUROLOGICI - LATEX FREE



Codice GIMA	MARTELLLO	Colore	Materiale manico	Ago	Agosimetro	Peso	Lungh.
31270	Buck Gima 2000	verde	plastica/acciaio inox	si	si	85 g	18,5 cm
31251	Buck Classico	argento	ottone cromato	si	si	90 g	18 cm
31252	Buck color	giallo	ottone verniciato	si	si	90 g	18 cm
31271	Dejerine Gima 2000	blu	plastica/acciaio inox	si	si	110 g	21 cm
31254	Dejerine Classico	argento	acciaio inox	si	si	140 g	21 cm
31255	Dejerine color	rosso	ottone verniciato	si	si	125 g	21 cm
31256	Babinsky - Ø 4,5 cm	argento	ottone cromato	si	no	170 g	24 cm
31257	Queens - Ø 5 cm	argento	plastica flessibile	no	no	100 g	35 cm
31258	Troemner	argento	acciaio inox	no	no	200 g	22 cm
31260	Riflessologo	argento	ottone cromato	no	no	50 g	17 cm
31272	Babinsky Gima 2000	verde	plastica	no	si	80 g	24 cm
31273	Taylor Gima	rosso	plastica/acciaio inox	no	si	70 g	20 cm



KIT NEUROLOGICO



• 31265 KIT NEUROLOGICO - 3 martelli

Questo kit comprende 3 martelli in metallo confezionati in una scatola imbottita: martelli Taylor, Buck e Babinsky.

31265

THERMO FEEL

• 31278 THERMO FEEL

Strumento utile per la diagnosi delle neuropatie nei pazienti diabetici. Le sue due parti (una in acciaio inox ed una in plastica) sono alternativamente messe a contatto con la pelle del piede del paziente. La percezione da parte del paziente del caldo o del freddo consente di fornire una prima diagnosi di diabete.



31278

MONOFILAMENTO - VALUTATORE DI SENSIBILITÀ



31280



31282

Entrambi sono forniti in astuccio con manuale d'uso multilingue e 2 monofilamenti di ricambio

• 31280 MONOFILAMENTO - valutatore di sensibilità

• 31282 MONOFILAMENTO 2 - valutatore di sensibilità - ott. 2014

Monofilamento retraibile in plastica con due monofilamenti di ricambio. Valuta sia la diminuzione che il ritorno di sensibilità (touch test). Consente di esaminare il livello di funzione sensoriale e cambiamenti di stato neurologico. Calibrato a 10 grammi. Misura 13x1,2 cm (31280) o 2,5 cm (31282) + 4 cm monofilamento.

• 31281 KIT DI 3 MONOFILAMENTI - ricambio

TEST DI DISCRIMINAZIONE DI DUE PUNTI

• 31279 TEST DI DISCRIMINAZIONE DI DUE PUNTI

Compasso di plastica (ABS) con scala impressa su piastra in alluminio. La discriminazione di due punti evidenzia l'abilità nell'identificare che due oggetti vicini che toccano la pelle sono due punti distinti e non uno solo. Il test viene spesso realizzato con due estremità appuntite durante un esame neurologico e indica se la zona della pelle è correttamente innervata. La discriminazione di due punti è una tecnica affidabile e ampiamente usata per identificare le agnosie tattili. Si basa sull'abilità e/o volontà del paziente nel riconoscere in modo soggettivo le sue sensazioni e dovrebbe essere eseguita chiudendo gli occhi.

