


TAVOLE OTTOMETRICHE



Codice GIMA	PRODOTTO	Distanza di lavoro	Misure
31301	Tavola ottometrica di SNELLEN, per acuità visiva con barra rossa/verde	3 m	23x35,5
31302	Tavola ottometrica di TUMBLING per acuità visiva con lettera "E" e barra a colori	6,1 m	23x35,5
31303	Tavola ottometrica di SNELLEN, per acuità visiva con barra rossa/verde	6,1 m	23x35,5
31304	Tavola ottometrica di SLOAN, per acuità visiva	6,1 m	23x35,5
31307	Tavola ottometrica di TUMBLING per acuità visiva con lettera "E"	6,1 m	28x56
31308	Tavola ottometrica di SNELLEN tradizionale	6,1 m	28x56
31309	Tavola ottometrica mista DECIMALE	3 m	28x56
31310	Tavola ottometrica di EWING	6,1 m	28x56
31311	Tavola ottometrica per visione da vicino SLOAN	40 cm	18x23

TAVOLE E SCHEDE CON NUMERI E SIMBOLI "LEA"




• **31322 TEST VISIONE DA VICINO CON SIMBOLI LEA - 40 cm**
Questo test misura l'acuità visiva da vicino attraverso linee distanziate proporzionalmente (logMAR) sul lato frontale e linee distanziate al 25% e al 50% sul lato posteriore. Contiene le risposte, tavole per formazione e istruzioni. Dimensioni tavola: 20,3x25,4 cm.

• **31323 TEST VISIONE DA LONTANO 15 LINEE LEA CON SIMBOLI - 3 m**
Questo test è indicato per lo screening della vista nelle scuole e per la valutazione dei bisogni visivi dei bambini con bisogni particolari a partire dai 3 anni. Dotato di un foro per appendere la tavola al muro. 43x53,4 cm. Piegato: 43x26,7 cm.

• **31324 TAVOLA VISIONE DA VICINO NUMERI LEA - 40 cm**
Ideato per misurare l'acuità visiva tramite un test a linee standard e tre test con linee distanziate rispettivamente del 50%, del 25% e del 12,5%; rivelano le difficoltà nel vedere in modo nitido i dettagli affollati. Dimensioni della tavola: 20,3x25,4 cm.

• **31325 TAVOLA VISIONE DA LONTANO 15 LINEE NUMERI LEA - 3 m**
Questo test è indicato per lo screening della vista nelle scuole e per la valutazione dei bisogni visivi dei bambini con esigenze particolari a partire dai 5 anni. Dotato di un foro per appendere la tavola al muro. 45,7x50,8 cm. Piegato: 45,7x25,4 cm.

SENSIBILITÀ AL CONTRASTO



- **31317 TEST DI SENSIBILITÀ AL CONTRASTO - VISIONE DA VICINO 40 cm**
- **31318 TEST DI SENSIBILITÀ AL CONTRASTO - VISIONE DA LONTANO 3 m**

Controlla l'abilità nel distinguere i contrasti forti e leggeri. Utile anche per rilevare la regressione, stazionarietà o progressione della cataratta.


OCCLUSORI



- **31275 OCCLUSORE CON FORI**
- **31274 OCCLUSORE**
- **31276 OCCLUSORE pediatrico - kit da 2 pz.** Montature a forma di due simpatiche tigri da utilizzare come occlusore durante l'esame con i bambini. Il kit comprende 2 montature, una occlusa a destra l'altra a sinistra.

MATITE PER OPTOMETRIA

• **31319 MATITE PER OPTOMETRIA - 2 pezzi**
Due personaggi in legno (bianco e rosso) per catturare l'attenzione (sia visiva che sonora) dei bambini in fase pre-verbale durante l'esame. Può essere usato anche per i test di convergenza.



Agitando la matita emette un rumore