

STETOSCOPI DESIGN



• 32527 STETO DESIGN - trasparente azzurro

• 32528 STETO DESIGN - trasparente viola

Stetoscopio a testa piatta di alta qualità con membrana dall'elegante design e archetto "superflex TH". Fornisce ottime prestazioni acustiche grazie alla qualità dei componenti. Testa e tubo sono trasparenti e di colore coordinato.



COPRISTETOSCOPI

Ideale per l'uso in pediatria si adatta ad ogni tipo di stetoscopio



Codice GIMA	COPRISTETOSCOPI*
32653	Coprissetoscopio maialino - rosa
32654	Coprissetoscopio draghetto - verde
32652	Coprissetoscopio mucca - bianco/nero

*Altre forme disponibili per quantità

RICAMBI E ACCESSORI PER STETOSCOPI

Codice GIMA	LIRE COLORI ASSORTITI - conf. 20 pz.	Minimo vendita
32620	Lira colori assortiti	conf. da 20
32621	Lira - nero	conf. da 20
32622	Lira - verde	conf. da 20
32623	Lira - blu	conf. da 20
32624	Lira - rosso	conf. da 20
32625	Lira - arancione	conf. da 20
32626	Lira - azzurro	conf. da 20
32627	Lira - giallo	conf. da 20
32628	Lira - viola	conf. da 20
32629	Lira - rosa	conf. da 20
32645	Lire in altri colori su richiesta*	

*Più di 20 colori disponibili: verde chiaro/lilla/blu/miele/rosa, lavanda, verde petrolio, ghiaccio, grigio...

ARCHETTI - TESTE - MEMBRANA

32655	Testa fonendo piatto - anello nero	10 pz.
32656	Testa duofono - anello nero	10 pz.
32665	Archetto SNOWDEN pieghevole	10 pz.
32666	Archetto BERTA fisso	10 pz.
32678	Membrana Ø 45mm per Classic adulti	10 pz.

OLIVE E RACCORDO

32659	Olive standard - rigide - universali	10 pezzi
32663	Olive a fungo	10 pezzi
32664	Olive rigide a vite - per Classic, Wan, Yoton, Duca, Regalite	10 pezzi
32660	Raccordo Maschio-Femmina	10 pezzi

STETOSCOPIO ELETTRONICO

• 32556 STETO ELETTRONICO

Questo innovativo stetoscopio elettronico include un sistema di amplificazione e filtro, ideale per difficoltà di ascolto del cuore e di altri rumori.

- interamente elettronico, elimina l'effetto afono e di risonanza
- la frequenza audio è suddivisa in tre modalità selettive Campana standard (20° V 200 Hz), Diaframma (100° V 500 Hz) e Gamma estesa (100° V 1000 Hz)
- il sistema di amplificazione elettronico consente la **regolazione fino a 8 diversi volumi (0-18 dB)**
- ha un sistema stereo ad alta fedeltà che include un amplificatore
- lunghezza: 72 cm (29"). Colore: nero.



Amplifica i responsi della bassa frequenza preferita e filtra le interferenze indesiderate di alta frequenza

STETHO CLEAN

• 32650 STETHO CLEAN - conf. da 200 coprimembrana adesivi

Stetho-clean è un coprimembrana creato per prevenire il contagio causato dall'utilizzo su più persone del vostro stetoscopio. Recenti ricerche dimostrano che tra il 70/100% degli stetoscopi sono contaminati. Il coprimembrana stetho-clean previene queste contaminazioni.

Il suo design perfetto non altera il suono percepito con lo stetoscopio.

