

JOTARAP: DUOFONO MULTIFUNZIONI A DOPPIO TUBO



JOTARAP: DUOFONO A DOPPIO TUBO

Duofono Gima di tipo Sprague Rappaport con padiglione a doppia testa, latex free venduto al prezzo di un fonendoscopio classico!

5 strumenti in 1 per 5 tipi diversi di auscultazione;

questo stetoscopio trasformabile in lega di zinco comprende un cilindro di testina cromato con campane di diverse grandezze che si adattano all'auscultazione di bambini e adulti per un'ampia gamma di suoni di cuore e polmoni. Testa con diaframma grande e piccolo.

Codice GIMA	JOTARAP DOPPIA TESTA/TUBI	
32579	JOTARAP - viola	
32580	JOTARAP - nero	
32581	JOTARAP - blu	
32582	JOTARAP - arancione neon	
32583	JOTARAP - verde	
32584	JOTARAP - giallo neon	
32585	JOTARAP - azzurro	
32586	JOTARAP - fucsia	
32587	JOTARAP - rosa trasparente	
32588	JOTARAP - verde trasparente	
32590	KIT ACCESSORI - ricambi	

Doppio tubo per trasmissione individuale del suono


Due tubi separati di 56 cm (22") spessi e senza lattice consentono la trasmissione del suono dal padiglione alle orecchie.

Kit di accessori in dotazione (32590)

Fornito con un astuccio di accessori contenente:

3 campane nere in plastica con ghiera antifreddo intercambiabili, diaframmi di ricambio adulto e pediatrico, una coppia di olive in neoprene a forma di fungo.

Fornito in una scatola individuale in cartone con un manuale d'uso in 10 lingue (GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, arabo).



STETOSCOPI DUCA A TESTA PIATTA - LATEX FREE



STETOSCOPI DUCA A TESTA PIATTA

Stetoscopi tradizionali con padiglione cromato e membrana flottante per una sensibilità acustica superiore.

Ottimo per la misurazione della pressione sanguigna e per un'auscultazione generale.

Fornito in scatola di cartone imbottita, un set di olive, membrana di ricambio e manuale d'uso. Manuale e scatola in 10 lingue: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, arabo.

Codice GIMA	DUCA CON PADIGLIONE CROMATO - LATEX FREE	
32519	DUCA - tubo blu	
32520	DUCA - tubo nero	
32521	DUCA - tubo bordeaux	
Codice GIMA	DUCA NERO CON PADIGLIONE NERO - LATEX FREE	
32523	DUCA NERO - tubo bianco	
32522	DUCA NERO - tubo nero	