

STETOSCOPI ELETTRONICI 3M™ LITTMANN® 3100 E 3200

STETOSCOPI ELETTRONICI

Gli stetoscopi elettronici 3M Littmann 3100 e 3200 offrono un'auscultazione unica.

Test clinici hanno dimostrato che questi stetoscopi rilevano toni cardiaci più difficili da percepire, quali galoppi S3, murmuri da rigurgito aortico e anomalie del tono polmonare.

Tecnologia ANR (Ambient Noise Reduction) elimina, in media, l'85% dei rumori di fondo che possono interferire con l'auscultazione, senza eliminare i suoni del corpo estremamente importanti ai fini dell'auscultazione.

Olivette morbide ermetiche garantiscono ottimo comfort e un perfetto isolamento acustico dal rumore esterno che penetra attraverso i raccordi delle olivette.

Sensore acustico all'avanguardia posizionato alla base del tubo, porta i suoni all'orecchio in modo naturale.

Amplificazione del suono fino a 24 volte
Ideale per gli obesi

Padiglione ergonomico per una manipolazione con una mano sola



Funziona con una batteria AA (alcalina o al litio)
Interfaccia LCD retroilluminato

LITTMANN® 3200 ELETTRONICO

Progettato per visualizzare ciò che si ascolta, consentire una riproduzione del suono e facilitare il salvataggio dei suoni in cartelle paziente o attraverso il trasferimento a colleghi per consultazioni o approfondimenti.

- Connessione wireless e bluetooth
- Visualizzazione e stampa dei suoni come fonocardiogrammi
- Riproduzione delle registrazioni a bassa velocità
- Salvataggio delle informazioni relative al paziente per comparazioni future
- Invio e-mail come allegato

32495

Codice GIMA	Codice 3M	3M™ LITTMANN® - STETOSCOPI ELETTRONICI
32490	3100BK27	■ Littmann® Electronic 3100 - nero
32491	3100BU	■ Littmann® Electronic 3100 - bordeaux
32492	3100NB	■ Littmann® Electronic 3100 - blu navy
32494		■ Littmann® Electronic 3100 - altri colori
32495	3200	■ Littmann® Electronic 3200 - nero
32496	3200NB	■ Littmann® Electronic 3200 - blu navy
32499		■ Littmann® Electronic 3200 - altri colori



STETOSCOPIO CARDIOLOGICO A TRIPLA TESTA HARVEY DLX



Archetto regolabile

Padiglione in ottone

Diaframma corrugato particolarmente adatto per i suoni a bassa frequenza come i soffi, i ritmi di galoppo e rumori di eiezione

Diaframma piano unico ottimizzato per sentire i rumori ad alta frequenza quali click distolici e di eiezione



Modello a tripla testa per una migliore flessibilità ed efficienza con campana, diaframma piano e diaframma corrugato a portata di mano

• 32500 STETOSCOPIO A TRIPLA TESTA HARVEY DLX - nero - 5079-321

Gli stetoscopi Harvey DLX sono stati appositamente concepiti per accentuare i suoni importanti e consentono di sentire i rumori cardiaci, vascolari e polmonari, senza dover ricorrere a tecniche complesse a pressione variabile. I tubi in PVC a due canali separano le vie di trasmissione acustica ad ogni orecchio e, combinati con i padiglioni in ottone, assicurano un'accuratezza ineguagliabile.

- tripla testa ad angolazione regolabile (campana in ottone, diaframma piano e diaframma corrugato)
- archetto e padiglioni in ottone cromato
- archetto ad angolazione regolabile e auricolari intercambiabili impermeabili e confortevoli
- archetto con tripla molla a lamina rivestita di poliuretano che consente di regolare la dimensione e previene la rottura
- senza lattice

WelchAllyn®

STETOSCOPI ERKAPHON - PRODUZIONE TEDESCCA



Padiglione doppio per passare dalla funzione a membrana a quella a campana. Il lato a membrana è adatto per l'ascolto di suoni di alta e bassa frequenza, mentre il lato a campana per gli impulsi cardiaci

32350

32358

ERKA.



32355

STETOSCOPI ERKAPHON:

Stetoscopi di precisione, di alta qualità, per acustica eccellente. Produzione tedesca.

Tutti gli stetoscopi sono forniti con tubo a Y lungo 56 cm, padiglione ed archetto cromati (alluminio per 32345), membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

- 32345 STETOSCOPIO ERKAPHON PIATTO - alluminio - blu - 544.000.20
- 32350 STETOSCOPIO ERKAPHON PIATTO - nero - 543.000.10
- 32354 STETOSCOPIO ERKAPHON PESANTE - nero - 560.000.10
- 32355 STETOSCOPIO ERKAPHON PESANTE - blu - 560.000.20
- 32358 STETOSCOPIO ERKAPHON DOPPIO - nero - 541.000.10