

BRACCIALI PER SFIGMOMANOMETRI - DA NEONATI AD OBESI



Bracciale in nylon con chiusura velcro, polmone in gomma sintetica. Latex free

BRACCIALI MINICUFF in nylon grigio/verde				
1 tubo	2 tubi	Modello	Dimensioni cm	
32810	32820	Prematuri	16xh 5	
32811	32821	Fino a 3 mesi	23xh 5	
32812	32822	4 mesi - 3 anni	29xh 7	
32813	32823	3-7 anni	33xh 9	
32814	32824	7-10 anni	40xh 11	
32816	32826	32810-14, 32820-24	Set 5 pezzi	



Bracciali in nylon calibrati con polmone in TPU e tubo in PVC

BRACCIALI CALIBRATI IN NYLON - latex free				
1 tubo	2 tubi	Modello	Dimensioni cm	Colori
32846	32847	Pediatrico	35x11	
32842	32843	Adulto	49x15	
32844	-	Adulto	49x15	
32845	-	Adulto	49x15	
32848	32849	Obesi	62x17,5	



BRACCIALI grigio/neri - nylon - polmone in TPU - chiusura a velcro				
1 tubo	2 tubi	Modello	Circonferenza braccio	Dimensioni cm
32886	32887	Neonato	da 13 a 19 cm	7,5x26
32888	32889	Bambino	da 18,4 a 26 cm	11x34
32830	32832	Adulto	da 25 a 40 cm	52x15
32834	32835	Obesi	da 35 a 50 cm	61x17,5
32837	32838	Cosciale	da 41 a 66 cm	82x21

BRACCIALE ADULTO grigio/verde - cotone - polmone in TPU - chiusura a velcro				
1 tubo	2 tubi	Modello	Circonferenza braccio	Dimensioni cm
32829	-	Adulto		53x14,5

Bracciale 1 tubo per: Ranger, Sirio, London, Boston, Roma 1T, Tokyo, Ri-san, Precisa, Minimus.
Bracciale 2 tubi per: Minor, Diplomat, Neo Fidelio e linea Yton, Roma 2T, Dallas, Big Ben, Empire.



Bracciali in nylon senza polmone
- riutilizzabili fino a 10'000 volte
- lavabili fino a 60 °C
- disinfettabili con alcool/etanolo
- ideali per evitare contagi


- superficie morbida piacevole al tatto
- testati in conformità con ISO 105 E01

BRACCIALI UN PEZZO SENZA POLMONE - latex free				
1 tubo	2 tubi	Modello	Dimensioni	Circonferenza braccio
32910	32913	Bambini	100x345 mm	da 19 a 27 cm
32911	32914	Adulti	145x540 mm	da 26 a 41 cm
32912	32915	Obesi	160x630 mm	da 34,3 a 51 cm

ACCESSORI E RICAMBI PER SFIGMOMANOMETRI



Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI - RICAMBI	Minimo vendita
32865	Spirale gomma nera (42-45 spirali) 48 cm	10 pz.
32808	Bracciale in nylon e velcro (senza polmone) 54x15 cm	10 pz.
32874	Polmone 1 tubo	10 pz.
32875	Polmone 2 tubi	10 pz.
32876	1 tubo + 1 foro bracciale Gimatono	10 pz.
32880	Tubo vetro verticale	10 pz.
32870	Connettore in metallo maschio-femmina	cf. da 10 pz.
32871	Connettore in metallo a vite	cf. da 10 pz.
32872	Connettore in metallo a baionetta	cf. da 10 pz.
32873	Connettore in plastica	cf. da 100 pz.



Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI - RICAMBI	Minimo vendita
32862	Soffieria Superior	10 pz.
32859	Pera Yota in PVC nera - latex free	10 pz.
32851	Pera Yota in PVC verde	10 pz.
32855	Pera Yota in lattice nera	10 pz.
32860	Pera Superior verde PVC - latex free*	10 pz.
32859	Pera Superior nera PVC - latex free*	10 pz.
32852	Valvola cromata Yota	10 pz.
32861	Valvola cromata Superior	10 pz.
32853	Soffieria Yota	10 pz.
32862	Soffieria Superior - latex free*	10 pz.
32863	Soffieria Deluxe	10 pz.

*Produzione tedesca