

## SFIGMO ANEROIDI LINEA YTON



### SFIGMOMANOMETRI ANEROIDE YTON

Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto, chiusura velcro e manometro staccato agganciabile sul bracciale per facilitare la lettura. Scala graduata da 0 a 300 mmHg. Sfiatamento a rubinetto chiuso 4 mm/Hg/minuto max. Regolazione manuale del rilascio aria possibile fino a 2/3 mmHg. Da 260 mm Hg a 15 mm Hg Tempo deflazione max 10 sec. Scala graduata ogni 2 mm Hg. Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro, pera in lattice con valvola cromata. Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite. Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip in una scatola di cartone. Disponibile in 3 versioni: standard, latex free o con stetoscopio incorporato.



32703  
Yton con stetoscopio incorporato



32720  
Sfigmomanometro Yton (Ø 5 cm)



Codice GIMA	SFIGMOMANOMETRI YTON
32720	SFIGMO YTON - bracciale nero 49x13,5 cm
32704	SFIGMO YTON latex free - bracciale blu
32703	SFIGMO YTON - con stetoscopio incorporato - bracciale nero
32701	MANOMETRO YTON - ricambio

## SFIGMO DIGITALE YTON

### • 32722 SFIGMO DIGITALE YTON

Sfigmomanometro digitale semiautomatico con insufflazione manuale e sfiatamento automatico attraverso valvola manuale. Leggero: solo 50 g, 1/3 dei misuratori di pressione tradizionali. Ampio display LCD da 9 cifre mostra contemporaneamente le indicazioni pulsazioni, pressione sistolica/diastolica, e memorizza 90 letture. Campo di misurazione: 40-260 mmHg Pulsazioni: 40-160/minuto Alimentazione: 1 batteria AAA

Sfigmomanometro digitale Yton



## KIT SFIGMO "UN MINUTO"



• 32708 SFIGMO UN MINUTO con stetoscopio integrato  
Sfigmomanometro aneroide con stetoscopio integrato. Scatola e manuale d'uso in diverse lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT.

