

SFIGMOMANOMETRI CON IL MANOMETRO SUL BRACCIALE

CE 0051

32724

CE 0051

CE 0476



• **32724 SFIGMO BERLIN** - chiusura velcro Il massimo della qualità per uno sfigmo con manometro montato sul bracciale:

- manometro ad alta precisione con quadrante extra largo, Ø 65 mm
- bracciale di alta qualità, dotato di supporto in simil pelle e chiusura a velcro
- pera extra large in PVC, 9x5 cm, latex free

Produzione Italiana. Manometro tedesco.



• **32723 NUOVO SFIGMO EXACTOPHON** - con chiusura a pressione Sfigmomanometro GIMA elegante, affidabile e solido. Dotato di un manometro di precisione (Ø 5,5 cm) fissato su un supporto in similpelle sul bracciale di tela molto resistente con chiusura a pressione. Confezione elegante in una scatola di cartone e borsa portafsgmo. Produzione italiana.

- 32805 POLMONE EXACTOPHON - ricambio
- 32806 BRACCIALE EXACTOPHON - ricambio




• **32719 SFIGMO GIMATONO** - latex free Sfigmomanometro economico con manometro cromato fissato sul bracciale, provvisto di anello gommato di protezione. Bracciale in nylon e finiture simil-pelle. Polmone adulto a 2 tubi, in TPU latex free con pera standard in gomma PVC latex free. Fornito in una borsetta di nylon e scatola di cartone. Produzione cinese.

SFIGMO SHOCK PROOF

CE 0476



• **32712 SFIGMOMANOMETRO GIMA SHOCK PROOF** Sfigmo di nuova generazione con manometro che ruota a 360° sul bracciale per una lettura più semplice in qualunque posizione. Il manometro può essere rapidamente sganciato dal bracciale. Leggero e latex-free. Speciale bracciale ad alta resistenza in un unico corpo, disinfettabile e lavabile per prevenire infezioni. Manometro calibrabile dall'utente in qualsiasi momento (speciale cacciavite in dotazione).



SFIGMO MINOR 2 - 2 TUBI

CE 0123



• **32714 SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi** - bracciale nero velcro

• **32713 SFIGMO MINOR 2 - 2 tubi** - bracciale verde in cotone Sfigmomanometro di alta qualità con design tradizionale ma funzioni innovative.

- manometro di alta precisione calibrabile dall'utilizzatore tramite un cacciavite in dotazione.
- sistema di insufflazione a 2 tubi.
- disponibile con bracciale lavabile in nylon con chiusura velcro oppure in cotone con chiusura ganci.

