


SFIGMO SIRIO E 3 KIT DI BRACCIALI CON BORSA



• **32729 SFIGMO SIRIO - adulti - bracciale grigio/verde**
 Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro (colore verde/grigio). Grande quadrante per facilitare la lettura, montato sulla pera. Scala 0-300 mm/Hg, graduata ogni 2 mm/Hg. Confezionato in borsetta in una scatola di cartone con manuale d'uso multilingue (inglese, spagnolo, francese, italiano).



• **32705 KIT SIRIO PEDIATRICO - sfigmo con 3 bracciali pediatrici**
 Sfigmo Sirio con 3 bracciali pediatrici: mini-bracciale (32812) da 4 mesi a 3 anni, mini-bracciale (32813) da 3 a 7 anni, mini-bracciale (32814) da 7 a 10 anni in una borsa di nylon.



• **27177 BORSA SIRIO MULTIBRACCIALE PEDIATRICO - vuota**

• **32706 KIT SIRIO 3 - sfigmo con 3 bracciali**
 Sfigmo Sirio con 3 bracciali: bambino (32910), adulto (32911), obeso (32912) in una borsa di nylon.



• **27178 BORSA SIRIO 3 - multibracciale - vuota**

• **32707 KIT SIRIO 5 - sfigmo con 5 bracciali - pezzo unico**
 Sfigmo Sirio con 5 bracciali: neonato (32886), bambino (32888), adulto (32830), obeso (32834), cosciale (32837) in una borsa di nylon.



SFIGMO LONDON PROFESSIONALI



• **32725 SFIGMO LONDON - adulti - bracciale nero**
 • **32726 SFIGMO LONDON - adulti - bracciale rosso**
 Sfigmomanometro professionale in ABS, ultraleggero con pera in PVC, bracciale calibrato in nylon e polmone ad un tubo in TPU. Quadrante Ø 55 mm, con colori vivaci per facilitare la lettura. Uno speciale anello in plastica protegge il quadrante da graffi ed urti.



Fornito in un'elegante borsetta in nylon coordinata, con scatola di cartone e manuale d'uso multilingue. Latex free.

