

## GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Protezione superiore



25681



25683



25401

### GUANTI IN NITRILE

Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie ruvida garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali.  
Conf. da 100.  
Dispositivo medico Classe I. PPE cat III  
Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,5.

Standard azzurro	Veloforte azzurro	Eko Bianco	GUANTI IN NITRILE NON STERILI conf. da 100 pz.	
25680	25679	25400	Misura piccola - non sterile	CE
25681	25683	25401	Misura media - non sterile	
25682	25684	25402	Misura grande - non sterile	
-	-	25403	Misura extra large - non sterile	

## GUANTI IN NITRILE EXTRA LUNGH

• 25405 GUANTI IN NITRILE - extra lunghi - azzurri  
Guanti da visita monouso, senza polvere e privi di lattice. La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Indicati negli ospedali. La loro lunghezza (400 mm) e resistenza garantiscono una protezione ottimale.  
Conf. da 50.  
Dispositivo medico Classe I.  
PPE cat III EN455-EN347-AQL<1.5



25405

## DRACULA



• 25700 DRACULA  
Dispenser universale per scatole di guanti e di fazzoletti di carta. Grazie a 4 dentini in plastica tiene la scatola di cartone salda alla parete. Produzione tedesca.

Personalizzabili per minimo 500 pezzi

## DITALI IN LATTICE

• 25941 DITALE IN LATTICE - misura media  
• 25942 DITALE IN LATTICE - misura grande  
Ditale in lattice srotolabile, non sterile, monouso, adatto per la protezione delle dita, con talco.

minimo vendita: 1'000 pz. (10 conf. da 100 pz.)



## GUANTI IN COPOLIMERI

GUANTI SU CARTA - in copolimeri  
Guanti per esplorazione, elasticizzati, misura media. Imbustati singolarmente. Ideali per ginecologia. MD class 1.5  
• 25714 GUANTI SU CARTA - in copolimeri - non sterili - minimo vendita: 10 conf. da 100 pz. = 1'000 pz.  
• 25709 GUANTI SU CARTA - in copolimeri - sterili - minimo vendita: conf. da 100 pz.  
Sterilizzati con ETO.



25714

CE 0373 25709

## GUANTI IN COTONE



Bianco	Verde	Misura	Lunghezza cm		Peso g	
			min	max	min	max
25864	25874	Misura 6.5	20	22	18	20
25865	25875	Misura 7	21	23	19	21
25866	25876	Misura 7.5	23	25	21	23
25867	25877	Misura 8	24	26	23	25
25868	25878	Misura 8.5	25	27	25	27

Minimo vendita: 1 conf. da 10 paia

## GUANTI SINTETICI IN CLOROPRENE - CLOROPLUS

### GUANTI IN CLOROPRENE

Guanti sintetici realizzati in cloroprene, un materiale innovativo, colore verde, privo di lattice e polvere. Dotato di grande resistenza, protezione, elasticità e comfort. Lunghezza: 30 cm.  
Forma ambidestra, dita testurizzate, polsino salva strappo.  
EN455-EN374-AQL 0,65.

Codice GIMA	GUANTI IN CLOROPRENE NON STERILI (conf. da 100 pz.)
25881	Misura piccola 6 - 6,5 - non sterili
25882	Misura media 7 - 7,5 - non sterili
25883	Misura grande 8 - 8,5 - non sterili



CE 0465